



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

## ESTADO DE MINAS GERAIS

### SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PAPAGAIOS

#### TERMO DE REFERÊNCIA

**OBJETO:** Aquisição de material odontológico de consumo e permanente a fim de atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

**JUSTIFICATIVA:** Os insumos de que tratam a presente aquisição são necessários para garantir a operacionalização do atendimento odontológico à população, garantindo o atendimento nas ESF's do município de Papagaios/MG, reduzindo os danos instalados e promovendo a saúde, visando a integridade da assistência. AS especializações e quantitativos dos referidos materiais foram definidos em consideração aos Programas vigentes e serviços odontológicos implantados e de acordo com a necessidade do Município em comento, bem como os parâmetros de atendimento estabelecidos na legislação do Sistema Único de Saúde.

ITEM	QDE	UN	DESCRIÇÃO
1	06	VD	ÁCIDO CONDICIONADOR DE DENTINA COMPOSTO POR ÁCIDO POLIACRÍLICO A 11,5%, GLICERINA, ÁLCOOL ANIDRO, ÉTER MONOMETILÍCODEHIDROQUINONA E ÁGUA DESTILADA. VIDRO COM 15ML
2	200	SER	ÁCIDO FOSFÓRICO A 37% +CLOREXIDINA A 2% (SERINGA)-DICLONATO DE CLOREXIDINA, ESPESSANTE, CORANTE E ÁGUA DEIONIZADA.
3	100	VD	ADESIVO SINGLE BOND UNIVERSAL É UM ADESIVO UNIVERSAL DE FRASCO ÚNICO E SE DESTACA POR SUA VERSATILIDADE. INDICADO PARA RESTAURAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS, EM DIVERSAS TÉCNICAS ADESIVAS, COMO:CONDICIONAMENTO ÁCIDO TOTAL (COM PRÉVIO CONDICIONAMENTO DE ESMALTE E DENTINA), CONDICIONAMENTO ÁCIDO SELETIVO EM ESMALTE E AUTOCONDICIONANTE (SEM CONDICIONANTE ÁCIDO). PODE SER UTILIZADO EM DENTINA SECA E ÚMIDA E APRESENTA BAIXÍSSIMO ÍNDICE DE SENSIBILIDADE NO PÓS-OPERATÓRIO. QUANDO UTILIZADO EM CONJUNTO COM O RELYX™ VENEER (FACETAS) E COM O RELYX™ ULTIMATE (COROAS, FACETAS, INLAYS, ONLAYS, PINOS INTRARRADICULARES) NÃO NECESSITA DE UM PRIMER ADICIONAL, POIS SERÁ UTILIZADO COMO ADESIVO NO DENTE E COMO SILANO OU PRIMER METÁLICO PARA A RESTAURAÇÃO INDIRETA. PODE SER USADO EM:  * RESTAURAÇÕES DAS CLASSES I, II, III, IV E V, COM MATERIAIS RESTAURADORES, COMO RESINAS COMPOSTAS FOTOPOLIMERIZÁVEIS. *CIMENTAÇÃO DE RESTAURAÇÕES INDIRETAS (INLAYS, ONLAYS, COROAS, PRÓTESES FIXAS, FACETAS) EM RESINAS



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

## ESTADO DE MINAS GERAIS

			<p>COMPOSTAS, COMPÔMEROS, CERÂMICAS OU METAL, QUANDO UTILIZADO COM CIMENTO RESINOSO RELYX™ ULTIMATE.</p> <p>*CIMENTAÇÃO DE FACETAS, QUANDO UTILIZADO COM CIMENTO RELYX™ VENEER.</p> <p>* ADESÃO DE NÚCLEOS DE PREENCHIMENTO CONSTRUÍDOS EM RESINAS COMPOSTAS FOTOPOLIMERIZÁVEIS OU MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS DE PREENCHIMENTO.</p> <p>* REPARO DE RESTAURAÇÕES CONFECCIONADAS EM RESINAS COMPOSTAS OU COMPÔMEROS.</p> <p>* REPARO INTRAORAL DE RESTAURAÇÕES EM COMPÓSITO, METALOCERÂMICA E RESTAURAÇÕES TOTALMENTE CERÂMICAS, SEM NECESSIDADE DE UM PRIMER ADICIONAL.</p> <p>* DESSENSIBILIZAÇÃO DE RAÍZES EXPOSTAS (ÁREAS DE RETRAÇÃO GENGIVAL).</p> <p>* SELAMENTO DE CAVIDADES PREVIAMENTE À RESTAURAÇÃO COM AMÁLGAMA.</p> <p>* SELAMENTO DE CAVIDADES E REMANESCENTES DENTAIS, ANTES DA CIMENTAÇÃO PROVISÓRIA DE RESTAURAÇÕES INDIRETAS. AMBIENTE.</p> <p>* ADESÃO DE SELANTES DE FÓSSULAS E FISSURAS.</p> <p>* VERNIZ DE PROTEÇÃO PARA RESTAURAÇÕES EM IONÔMERO DE VIDRO.</p> <p>* TECNOLOGIA VMS.</p> <p>* SÓ PRECISA APLICAR UMA CAMADA, ATIVAMENTE.</p> <p>* TAMPA FLIP-TOP: EVITA O DESPERDÍCIO E A EVAPORAÇÃO DO SOLVENTE.</p> <p>* NÃO PRECISA DE REFRIGERAÇÃO.</p> <p>* ARMAZENAGEM À TEMPERATURA</p> <p>* VALIDADE: 2 ANOS.</p> <p>COMPOSIÇÃO: BISFENOL A DIGLICIDIL ÉTER DIMETACRILATO (BIS-GMA), METACRILATO DE 2-HIDROXIETILA, SÍLICA TRATADA COM SILÍCIO, ÁLCOOL ETÍLICO, DECAMETILENO DIMETACRILATO, ÁGUA, 1,10-DECANODIOL FOSFATO METACRILATO, COPOLÍMERO DE ACRÍLICO E ÁCIDO ITACÔNICO, CANFOROQUINONA, N,N-DIMETILBENZOCAÍNA, METACRILATO DE 2-DIMETILAMONOETILO, METIL ETIL CETONA.</p>
4	1500	PCT	ALGODÃO ROLINHO, SUPER ABSORVENTE, HIGIÊNICO, 100% ALGODÃO. PACOTE COM 100 UNIDADES
5	500	PCT	ALGODÃO HIDRÓFILO - NÃO ESTÉRIL- 100 % ALGODÃO - 500 G
6	3000	VD	ÁLCOOL ETÍLICO 70 % INPM 1 LITRO
7	20	UN	AFASTADOR LABIAL ESPANDEX AUTOCLAVÁVEL. PRODUTO ESTERILIZÁVEL. FABRICADO EM MATÉRIA-PRIMA BASTANTE FLEXÍVEL



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

## ESTADO DE MINAS GERAIS

			QUE POSSIBILITA ENCAIXE PERFEITO NA BOCA DO PACIENTE, COLOCANDO EM EVIDÊNCIA OS DENTES, COM FACILIDADE. INDICADO PARA AFASTAMENTO DE LÁBIOS E BOCHECHAS NA COLAGEM DE BRAQUETES, PROFILAXIA E FOTOGRAFIA INTRAORAL ANTERIOR.
8	100	CX	AGULHA DESCARTÁVEL EXTRA CURTA 30 G (0,3 X 12 MM) - CAIXA COM 100 UNIDADES
9	200	CX	AGULHA DESCARTÁVEL CURTA (30 G) - CAIXA COM 100 UNIDADES
10	30	CX	AGULHA DESCARTÁVEL LONGA - CAIXA COM 100 UNIDADES
11	10	CX	AGULHA PASSA FIO, DE PLÁSTICO, EMBALAGEM C/ 50 UNIDADES
12	500	FR	ÁLCOOL GEL 70%: INDICADO PARA ANTISSEPÇÃO DAS MÃOS EM AMBIENTES HOSPITALARES E DE ATENDIMENTO À SAÚDE. É UM POTENTE BACTERICIDA E FUNGICIDA, ELIMINANDO DE MODO EFICIENTE AS BACTÉRIAS, FUNGOS E VÍRUS PREVENINDO A DISSEMINAÇÃO DE INFECÇÕES NOS AMBIENTES HOSPITALARES 500 ML
13	800	CX	ANESTÉSICO INJETÁVEL LOCAL, CADA ML CONTENDO 20 MG DE CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA, 10 MICROGRAMAS DE EPINEFRINA, TAMBÉM CONHECIDA COMO ADRENALINA, <u>ISENTO DE METILPARABENO</u> . ENVASADO EM TUBETES DE CRISTAL COM 1,8 ML E ÊMBOLO SILICONIZADOS, ALOJADOS EM BLÍSTERES LACRADOS COM 10 TUBETES CADA. CAIXAS COM 50 TUBETES. LIDOCAÍNA 2% COM VASOCONSTRITOREPINEFRINA.
14	20	CX	ANESTÉSICO INJETÁVEL LOCAL, TUBETE DE VIDRO, COM VASO CONSTRUTOR, CLORIDRATO DE ARTICAÍNA 4% COM EPINEFRINA 1:100.000
15	400	UN	ANESTÉSICO TÓPICO EM GEL, CONTENDO 200MG/G DE BENZOCAÍNA. SABOR TUTTI-FRUTTI.
16	100	FR	ANTI-SÉPTICO CLOREXIDINA SOLUÇÃO A 2%, PODE SER USADO TANTO PARA DESINFECÇÃO DE PREPAROS CAVITÁRIOS COMO PARA ANTI-SEPSIA DAS MÃOS DO PROFISSIONAL E EQUIPAMENTOS. FORTE AÇÃO ANTI-BACTERIANA.PRODUTO DE BAIXA TOXICIDADE. SOLUÇÃO ANTI-SÉPTICA COM ATIVIDADE ANTIBACTERIANA.INDICADO PARA DESINFECÇÃO DE PREPAROS CAVITÁRIOS, PREPAROS DE COROAS, INLAYS, ANTI-SEPSIA DAS MÃOS DO PROFISSIONAL,DO PESSOAL AUXILIAR, NA ANTISSEPÇÃO EXTRA-ORAL PRÉVIA EM ÁREAS QUE SOFRERÃO INTERVENÇÃO CIRÚRGICA DAS SUPERFÍCIES E INSTRUMENTOS . 100 ML.
17	200	FR	APLICADOR DESCARTÁVEL CONFECCIONADO COM MINÚSCULA FIBRA, IMPEDINDO O GOTEJAMENTO ATÉ O MOMENTO DA APLICAÇÃO. FRASCO COM 100 UNIDADES.
18	200	FR	APLICADOR DESCARTÁVEL MICROBRUSH EXTRA FINO. POSSUI UM DESIGN EXCLUSIVO QUE FACILITA A APLICAÇÃO EM ÁREAS DE DIFÍCIL ACESSO EM PREPAROS CAVITÁRIOS E CONDUTOS RADICULARES. PERMITE A DOBRA EM DOIS PONTOS, PERMITINDO ALCANÇAR ANGULAÇÕES SUPERIORES A 180°.
19	2000	UN	AVENTAL DESCARTÁVEL, AVENTAL TNT ADULTO COM MANGA LONGA



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

## ESTADO DE MINAS GERAIS

			GRAMATURA 40
20	600	UN	BABADOR IMPERMEÁVEL ODONTOLÓGICO, DESCARTÁVEL, IMPERMEÁVEL, DIMENSÕES 330X450MM. UMA CAMADA DE PAPEL 28GR/M <sup>2</sup> +UMA CAMADA DE PLÁSTICO. INDICADO PARA PROTEÇÃO DA VESTIMENTA DO PACIENTE, DE BANDEJAS E BANCADAS.
21	300	UN	BABADOR IMPERMEÁVEL PARA CRIANÇAS DE 46X36 CM, COM FECHO TIPO FELCRO. VÁRIOS MODELOS
22	100	CX	BICARBONATO DE SÓDIO PARA USO ODONTOLÓGICO, COMPOSIÇÃO: PÓ ULTRAFINO, NO MAIS ALTO GRAU DE PUREZA E GRANULOMETRIA ULTRAFINO, IMPOSSIBILITANDO ENTUPIMENTO DO APARELHO. COMPOSTO DE (NAHCO <sub>3</sub> ) BICARBONATO DE SÓDIO PURO (99%), 105 MICRONS, SABOR NATURAL. CADA SACHÊ COM 40 G, CAIXA COM 15 SACHÊS.
23	150	PCT	BLOCO DE ANOTAÇÕES DENTE FELIZ. PACOTE COM 20 UNIDADES
24	80	KIT	BORRACHAS DE SILICONE BRANCA (TORPEDO), PARA POLIMENTO DE RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL
25	100	UN	BROCA CARBIDE CILÍNDRICA DENTADA TOPO ARREDONDADO Nº1557 (ALTA ROTAÇÃO)
26	100	UN	BROCA CARBIDE CILÍNDRICA DENTADA TOPO ARREDONDADO Nº1558 (ALTA ROTAÇÃO)
27	100	UN	BROCA CARBIDE 02
28	100	UN	BROCA CARBIDE 04
29	100	UN	BROCA CARBIDE 06
30	100	UN	BROCA CARBIDE 1/2
31	100	UN	BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO / CONTRA ÂNGULO 02
32	100	UN	BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO / CONTRA ÂNGULO 04
33	100	UN	BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO / CONTRA ÂNGULO 06
34	100	UN	BROCA DIAMANTADA 1011
35	100	UN	BROCA DIAMANTADA 1012
36	100	UN	BROCA DIAMANTADA 1013
37	100	UN	BROCA DIAMANTADA 1014
38	100	UN	BROCA DIAMANTADA 1015
39	100	UN	BROCA DIAMANTADA 1016
40	100	UN	BROCA DIAMANTADA 1019
41	100	UN	BROCA DIAMANTADA 1031
42	100	UN	BROCA DIAMANTADA 1032



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

## ESTADO DE MINAS GERAIS

43	100	UN	BROCA DIAMANTADA 1033
44	100	UN	BROCA DIAMANTADA 1034
45	100	UN	BROCA DIAMANTADA 1035
46	100	UN	BROCA DIAMANTADA 1036
47	100	UN	BROCA DIAMANTADA 1090
48	100	UN	BROCA DIAMANTADA 1091
49	100	UN	BROCA DIAMANTADA 1092
50	100	UN	BROCA DIAMANTADA 1093
51	100	UN	BROCA DIAMANTADA 1094
52	100	UN	BROCA DIAMANTADA 1095
53	100	UN	BROCA DIAMANTADA 1096
54	100	UN	BROCA DIAMANTADA 3097
55	100	UN	BROCA DIAMANTADA 3098
56	100	UN	BROCA CIRÚRGICA ZECKRIA DOURADA 199Z, 25 MM
57	100	UN	BROCA CIRÚRGICA ZECKRIA PRATA, 28 MM
58	150	UN	BROCA DIAMANTADA 2135 F
59	150	UN	BROCA DIAMANTADA 2135 FF
60	150	UN	BROCA DIAMANTADA 3118
61	150	UN	BROCA DIAMANTADA 3118 F
62	150	UN	BROCA DIAMANTADA 3168
63	150	UN	BROCA DIAMANTADA 3168 F
64	150	UN	BROCA DIAMANTADA 3195 F
65	150	UN	BROCA DIAMANTADA 3195 FF
66	150	UN	BROCA DIAMANTADA 3205 F
67	150	UN	BROCA DIAMANTADA 3205 FF
68	150	UN	BROCA DIAMANTADA 3216
69	30	UN	BROCA CÔNICA ALTA ROTAÇÃO 701
70	30	UN	BROCA CÔNICA ALTA ROTAÇÃO 702L
71	30	UN	BROCA CÔNICA ALTA ROTAÇÃO 702
72	30	UN	BROCA CÔNICA ALTA ROTAÇÃO 703
73	10	KIT	BROCA PARA ACABAMENTO 12 LÂMINAS MK LIFE, DESENVOLVIDAS



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

## ESTADO DE MINAS GERAIS

			PARA UM DESGASTE SUAVES E DELIMITAÇÃO A RESTAURAÇÃO. REALIZANDO UM PRÉ POLIMENTO COM DIFERENTES FORMATOS PARA CADA NECESSIDADE.TIPOS 7610,7611,7003,7004,7114
74	50	UN	BROCA ENDO Z INDICADA PARA ABERTURA DA CÂMARA PULPAR, FACILITANDO O ACESSO AOS CANAIS RADICULARES.  * PONTA SEGURA, SEM RISCO DE ACIDENTES.  * 23MM.  * LÂMINAS DE CORTE ESPECIALMENTE DESENVOLVIDAS PARA DIMINUIR O TEMPO OPERATÓRIO.  * REGISTRO ANVISA: 81262420001.
75	300	PCT	CAMPO CIRÚRGICO SEM FRENESTA.CAMPO CIRÚRGICO DESCARTÁVEL CONFECCIONADO EM TECIDO NÃO TECIDO. EVITA CONTAMINAÇÃO DE RESPINGOS DE SANGUE E/OU FLUÍDOS CORPÓREOS EM PACIENTES E SUPERFÍCIES. DEMARCA A ÁREA DE CIRURGIA EM PACIENTES. EXCELENTE DISTRIBUIÇÃO E HOMOGENEIDADE DOS FILAMENTOS. BOA RESISTÊNCIA MECÂNICA. LEVEZA EXTRAORDINÁRIA. NÃO LIBERA FIAPOS. INERTE E ANTISSEPTICO. HIPOALERGÊNICO E ATÓXICO. BAIXA CONDUTIVIDADE TÉRMICA. BAIXA INFLAMABILIDADE. COMPATIBILIDADE COM AGENTES ESTERILIZANTES.ÓXIDO DE ETILENO. AUTOCLAVE. COMPOSIÇÃO: NÃO-TECIDO 100% POLIPROPILENO. TIPO: CAMPO FENESTRADO. TAMANHO: 70 X 70 CM.
76	100	UN	CAMPO CIRÚRGICO SEM FRENESTA
77	200	UN	CAMPO CIRÚRGICO DESCARTÁVEL CONFECCIONADO EM TECIDO NÃO TECIDO. EVITA CONTAMINAÇÃO DE RESPINGOS DE SANGUE E / OU FLUIDOS CORPÓREOS EM PACIENTES E SUPERFÍCIES. DEMARCA A ÁREA DE CIRURGIA EM PACIENTES. EXCELENTE DISTRIBUIÇÃO E HOMOGENEIDADE DOS FILAMENTOS, BOA RESISTÊNCIA MECÂNICA. LEVEZA EXTRAORDINÁRIA, NÃO LIBERA FIAPOS.INERTE E ANTISSEPTICO, HIPOALERGÊNICO E ATÓXICO. BAIXA CONDUTIVIDADE TÉRMICA, BAIXA INFLAMABILIDADE. COMPATIBILIDADE COM AGENTES ESTERELIZANTES.ÓXIDO DE ETILENO, AUTOCLAVE. COMPOSIÇÃO: NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO.TIPO: CAMPO FENESTRADO TAMANHO: 70X70 CM
78	30	CX	CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO: BASE COMPOSTA DE ÉSTER GLICOL SALICILATO, FOSFATO DE CÁLCIO, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTES MINERAIS DE 13G. CATALIZADOR COMPOSTO DE ETILTOLUENO SULFONAMIDA, HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTES MINERAIS-TUBO DE 11G. NÃO DISSOLVA DURANTE A APLICAÇÃO DO ADESIVO.
79	60	CX	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO FOTOPOLIMERIZÁVEL, INDICADO PARA: *RESTAURAÇÕES PEQUENAS DE CLASSES I, II E III. * RESTAURAÇÕES DE CLASSE V. * RESTAURAÇÕES DE DENTES DECÍDUOS. * RESTAURAÇÕES GERIÁTRICAS.





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

## ESTADO DE MINAS GERAIS

			<ul style="list-style-type: none"> <li>* SELANTE PARA CICATRÍCULAS E FISSURAS.</li> <li>* RESTAURAÇÕES DE SUPERFÍCIES DE RAIZ.</li> <li>* RESTAURAÇÕES PROVISÓRIAS.</li> <li>* FORRAMENTO OU PREENCHIMENTO.</li> <li>* TÉCNICA DE SANDUÍCHE.</li> </ul> <p>CARACTERÍSTICAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* FOTOPOLIMERIZÁVEL.</li> <li>* RESISTENTE AO DESGASTE A LONGO PRAZO.</li> <li>* ADERE QUIMICAMENTE À ESTRUTURA DENTAL.</li> <li>* LIVRE DE BPA.</li> <li>* ALTA LIBERAÇÃO DE FLÚOR.</li> <li>* REFORÇADO COM RESINA.</li> <li>* EXCELENTE ESTÉTICA.</li> <li>* ALTA RESISTÊNCIA A FLEXÃO.</li> <li>* RADIOPACO.</li> </ul> <p>EMBALAGEM COM 8G+15 G DE PÓ + ACESSÓRIOS</p>
80	200	CX	<p>CIMENTO IONÔMERO DE VIDRO AUTOPOLIMERIZÁVEL- RESTAURAÇÕES QUE UTILIZE A TÉCNICA DE TRATAMENTO RESTAURADOR ATRAUMÁTICO (ART); LESÕES POR AB-FRAÇÃO.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* RESTAURADOR INTERMEDIÁRIO E COMO BASE PARA CLASSES I E II USANDO A TÉCNICA DE SANDUÍCHE.</li> <li>* RESTAURAÇÕES PEQUENAS CLASSE I E II.</li> <li>* DENTES DECÍDUOS.</li> <li>* RESTAURAÇÕES GERIÁTRICAS.</li> <li>* RESTAURAÇÕES CLASSE V.</li> <li>* NÚCLEOS.</li> <li>* RESTAURAÇÕES CERVICAIS.</li> <li>* RESTAURAÇÕES PROVISÓRIAS.</li> <li>* TROCA IÔNICA COMPROVADA. LIBERA UMA GRANDE QUANTIDADE DE ÍONS DE CÁLCIO (CA), FOSFATO (P), FLÚOR (F) E ESTRÔNCIO (SR). ALTOS NÍVEIS AUXILIAM NA REMINERALIZAÇÃO DA ESTRUTURA DENTAL.</li> <li>* AUTOPOLIMERIZÁVEL.</li> <li>* IONÔMERO DE VIDRO RESTAURADOR RESISTENTE.</li> <li>* EXCELENTE ADAPTAÇÃO MARGINAL.</li> <li>* BAIXA EROSÃO ÁCIDA.</li> <li>* DUREZA SUPERFICIAL.</li> <li>* BAIXA VISCOSIDADE INICIAL.</li> <li>* ALTA RESISTÊNCIA.</li> </ul> <p>EMBALAGEM COM 6G LÍQUIDO + 10G DE PÓ + ACESSÓRIOS</p>
81	10	KIT	<p>CIMENTO PROVISÓRIO FORRADOR DE CAVIDADES. COMPOSIÇÃO. <u>PÓ</u>: ÓXIDO DE ZINCO A 80,81%, SULFATO DE BÁRIO 16,16%, FOSFATO DE CÁLCIO 2,02%, ACETATO DE ZINCO 1.01%. ENDURECIMENTO DE 5 A 8 MINUTOS E SEM PRODUIR CALOR, RESISTÊNCIA AO ATRITO, ADERÊNCIA ÀS PAREDES DA CAVIDADE, FRACA SOLUBILIDADE, FÁCIL REMOÇÃO. <u>LÍQUIDO</u>: ESSÊNCIA DE CRAVO DA ÍNDIA (EUGENOL) 95%, E TIMOL 5%. ENDURECIMENTO DE 5 A 8 MINUTOS E SEM PRODUIR CALOR, RESISTÊNCIA AO ATRITO, ADERÊNCIA AS PAREDES DA</p>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

## ESTADO DE MINAS GERAIS

			CAVIDADE, FRACA SOLUBILIDADE, FÁCIL REMOÇÃO
82	10	KIT	CIMENTO DE MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIÁRIO (IRM). LÍQUIDO COMPOSTO DE EUGENOL 99,5%, ÁCIDO ACÉTICO 0,5%, FRASCO COM 15ML, QUE NÃO ESFARELE DURANTE O ENDURECIMENTO DA MISTURA. PÓ COMPOSTO DE ÓXIDO DE ZINCO, POLI METACRILATO DE METILA. EMBALAGEM COM 38G E QUE NÃO ESFARELE DURANTE O ENDURECIMENTO DA MISTURA.
83	100	FR	CLOREXIDINA-SOLUÇÃO A 0,12% DE DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA – FRASCO DE 500 ML
84	1000	FR	CLOREXIDINA-SOLUÇÃO A 0,12 DE DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA – FRASCO DE 100 ML
85	100	FR	CLOREXIDINA SOLUÇÃO A 2% FRASCO 500 ML
86	100	FR	CLOREXORAL 2% MATERIAL PARA DESINFECÇÃO DE CANAL RADICULAR, AGE ATRAVÉS DA INTERAÇÃO ELETROSTÁTICA DE SUAS CARGAS POSITIVAS E NEGATIVAS NA PAREDE CELULAR DA BACTÉRIA, OCORRENDO RUPTURA DA MESMA, PRECIPITANDO O CITOPLASMA E CAUSANDO A MORTE DAS BACTÉRIAS. BAIXA TOXICIDADE, NÃO LESANDO OS TECIDOS PERIAPICAIS, FOTOPOLIMERIZÁVEL, COR MATIZADO, ÓTIMA FLUIDEZ E ATUA COMO AGENTE MECÂNICO E QUÍMICO, AUTO ÍNDICE DE ADESÃO, AÇÃO PREVENTIVA PELA AÇÃO DE FLÚOR PARA PREVENÇÃO DE CÁRIES EM FÓSSULAS E FISSURAS. 200 ML
87	100	PT	COLTOSOL- MATERIAL PARA OBTURAÇÕES PROVISÓRIAS, PRONTO PARA USO, LIVRE DE EUGENOL QUE ENDURECE RAPIDAMENTE NA BOCA AO CONTATO COM A SALIVA. POSSUI GRANDE ADERÊNCIA GARANTINDO BOM ISOLAMENTO MARGINAL. NÃO TEM EFEITOS PREJUDICIAIS SOBRE A GENGIVA E A POLPA (PRODUTO NÃO IRRITANTE). COMPOSIÇÃO: ÓXIDO DE ZINCO, SULFATO DE ZINCO, SULFATO DE CÁLCIO, ACETATO DE POLVILHA, MENTOL, DIBUTILFITALATO, POTE COM 20GRS.
88	500	CX	COLETOR DE MATERIAIS PERFURO CORTANTES – 13 LITROS
89	200	CX	HASTES COMPOSTAS POR FIBRAS DE PURO ALGODÃO HIDRÓFILO. CAIXA COM 150 UNIDADES
90	100	PCT	CONTRA-ÂNGULO KIDS DESCARTÁVEL -INDICADO PARA A REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE POLIMENTO E PROFILAXIA DENTAL.  * TAÇA DE BORRACHA ACOPLADA E LIVRE DE LÁTEX, PORTANTO, NÃO É IMPEDITIVA PARA USO EM PACIENTES COM RELATADA SENSIBILIDADE AO MATERIAL. * UTILIZE O CONTRA-ÂNGULO, PREFERENCIALMENTE, A UMA ROTAÇÃO DE ATÉ 3.000 RPMs; * O CONTRA-ÂNGULO DESCARTÁVEL ACEITA AUTOCLAVAGEM PRÉVIA AO USO; * O PRODUTO JÁ É LUBRIFICADO PREVIAMENTE; * ARMAZENAR EM LOCAL AREJADO E SECO. * CONTRA-ÂNGULO DESCARTÁVEL. * NÃO AQUECE DURANTE O USO. * ENCAIXE PARA PEÇA RETA.





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

## ESTADO DE MINAS GERAIS

			<p>* FORMATO LÚDICO.</p> <p>EMBALAGEM COM 12 UNIDADES.</p>
91	100	CX	CUNHA DE MADEIRA ANATÔMICA SORTIDAS CORES VARIADAS. EMBALAGEM COM 100 UNID.
92	50	UN	TESOURA CIRÚRGICA RETA PEQUENA 10 CM
93	50	FR	<p>CURATIVO ALVEOLAR COM PRÓPOLIS-AÇÃO CICATRIZANTE, ANESTÉSICA, ANTI-INFLAMATÓRIA E ANTI-MICROBIANA. É PRINCIPALMENTE INDICADO COMO UMA BARREIRA FÍSICA APÓS AS EXTRAÇÕES DENTÁRIAS, CONFERINDO PROTEÇÃO, POIS AGE COMO UM TAMPÃO ALVEOLAR MOLDÁVEL, CONSTITUINDO UM ARCABOUÇO SÓLIDO PARA A REGENERAÇÃO TECIDUAL, EVITANDO A CONTAMINAÇÃO DAS PAREDES ÓSSEAS.</p> <p>A MEDICAÇÃO É ELIMINADA GRADUALMENTE DA CAVIDADE ALVEOLAR EM ATÉ 30 DIAS, À MEDIDA QUE OCORRE O PREENCHIMENTO DO ALVÉOLO DENTÁRIO COM TECIDO DE GRANULAÇÃO E TECIDO ÓSSEO NEOFORMADO. O ÚNICO COM PRÓPOLIS: O PRÓPOLIS PRESENTE NA FORMULAÇÃO, ALÉM DE AUXILIAR NA REGENERAÇÃO E NA ESTIMULAÇÃO DA CICATRIZAÇÃO, AUXILIA TAMBÉM NA ANALGESIA PROPORCIONANDO UM PÓS OPERATÓRIO MAIS TRANQUÍLO AO PACIENTE. O IODOFÓRMIO FOI INCORPORADO AO PRODUTO PARA AUXILIAR E COMPLEMENTAR A AÇÃO DE PREENCHIMENTO ATRAVÉS DA ESTIMULAÇÃO DA PROLIFERAÇÃO CELULAR, ALÉM DE POSSUIR UM LEVE PODER ANTISSÉPTICO. SUA FÓRMULA ISENTA DE EUGENOL NÃO PROVOCA IRRITAÇÕES AO CONTATO COM O TECIDO ALVEOLAR. REGISTRO ANVISA 10298550052.</p> <p>EMBALAGEM COM 10G. COM PROPÓLIS.</p>
94	10	FR	DESINCROSTANTE-FRASCO DE 1000 ML, TENSO ATIVO NÃO IÔNICO, ÁLCOOL ISOPROPÍLICO. ENZIMA LIPASE, ENZIMA PROTEASE, ENZIMA AMILASE, CORANTE E ESSÊNCIA
95	200	FR	DETERGENTE ENZIMÁTICO ELABORADO COM 4 ENZIMAS, PROTEASE, AMILASE, LIPASE E CARBOIDRASE, CONTÉM TENSOATIVOS NÃO IÔNICOS. INDICADO PARA A REMOÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA COMO SANGUE, FEZES, MUCO E FLUIDOS ORGÂNICOS DOS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS GARANTINDO UMA MELHOR DESINFECÇÃO APÓS LIMPEZA. RECOMENDADO PARA LIMPEZA MANUAL E PARA LAVADORAS ULTRA - SÔNICAS EM DILUIÇÃO E TEMPO COMPROVADOS. PRODUTO BIODEGRADÁVEL.
96	100	KIT	<p>DISCO DE LIXA SOF- LEX É INDICADO PARA ÁREAS INTERPROXIMAIS E SUPERFÍCIES BUCAIS, DISCOS DE GRANULAÇÃO GROSSA OU MÉDIA SÃO INDICADOS PARA CONTORNO, FINA PARA ACABAMENTO E SUPERFINA PARA OBTENÇÃO DE UM EXCELENTE POLIMENTO. DIFERENTES GRANULAÇÕES UTILIZADAS NA SEQUÊNCIA CORRETA RESULTAM EM UMA EXCELENTE LISURA DE SUPERFÍCIE E, CONSEQUENTEMENTE, EM RESTAURAÇÕES MUITO ESTÉTICAS.</p> <p>* FÁCIL DE USAR: O CENTRO METÁLICO FACILITA O ENCAIXE DO</p>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

## ESTADO DE MINAS GERAIS

			<p>MANDRIL, QUE É ESPECÍFICO PARA O SISTEMA E DEVE SER ACOPLADO EM CONTRA-ÂNGULO.</p> <p>* SISTEMA SIMPLIFICADO: CORES QUE FACILITAM A SEQUÊNCIA DE UTILIZAÇÃO.</p> <p>* SÉRIE LARANJA: MATERIAL POLÍMERO.</p> <p>* GRANULAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- SUPER FINO: LARANJA CLARO.</li><li>- FINO: LARANJA.</li><li>- MÉDIO: LARANJA ESCURO.</li><li>- GROSSO: MARROM.</li></ul> <p>* PARA REMOÇÃO DE EXCESSOS, DEVE SER USADO O DISCO DE GRANULAÇÃO GROSSA OU MÉDIA. É POSSÍVEL CONSEGUIR ALTO BRILHO E LISURA SUPERFICIAL SEGUINDO-SE A SEQUÊNCIA RECOMENDADA DO ABRASIVO GROSSO ATÉ O SUPERFINO.</p> <p>* EFICAZ: DIFERENTES GRANULAÇÕES UTILIZADAS NA SEQUÊNCIA CORRETA RESULTAM EM UMA EXCELENTE LISURA DE SUPERFÍCIE E CONSEQUENTEMENTE, EM RESTAURAÇÕES MUITO ESTÉTICAS.</p> <p>* RENDIMENTO: 1 DISCO POR APLICAÇÃO.</p> <p>INFORMAÇÕES ADICIONAIS:</p> <p>KIT COM 120 UNIDADES SORTIDAS + MANDRIL:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>* 30 UNIDADES SOF-LEX POP-ON 4931G (GROSSO).</li><li>* 30 UNIDADES SOF-LEX POP-ON 4931M (MÉDIO).</li><li>* 30 UNIDADES SOF-LEX POP-ON 4931F (FINO).</li><li>* 30 UNIDADES SOF-LEX POP-ON 4931SF (SUPER FINO).</li><li>* 1 MANDRIL</li></ul>
97	100	FR	ENXAGUANTE BUCAL SEM CLOREXIDINA, COM FLÚOR. PREVENIR E REDUZIR A PLACA. REDUZIR AS BACTÉRIAS QUE CAUSAM A GENGIVITE. COMBATER O MAU HÁLITO. AJUDA A ELIMINAR MILHÕES DE BACTÉRIAS SEM A ARDÊNCIA DO ÁLCOOL. 500 ML
98	200	FR	ENXAGUANTE BUCAL SEM CLOREXIDINA. PREVENIR E REDUZIR A PLACA. REDUZIR AS BACTÉRIAS QUE CAUSAM A GENGIVITE. COMBATER O MAU HÁLITO. AJUDA A ELIMINAR MILHÕES DE BACTÉRIAS SEM A ARDÊNCIA DO ÁLCOOL. 100 ML
99	6000	UN	ESCOVA DENTAL ADULTO COM CERDAS FIRMES, NÃO SOLTEM AO MANUSEIO
100	3000	UN	ESCOVA DENTAL INFANTIL COM DESENHOS E COM CERDAS FIRMES QUE NÃO SOLTEM AO MANUSEIO
101	100	UN	ESCOVA DE ROBSON, INDICADA PARA PRÉ-POLIMENTO DE RESINA NA FACE OCLUSAL, PODENDO SER UTILIZADA COM PASTA DE POLIMENTO E ÓLEO MINERAL, PLANA, BRANCA, PARA CONTRA ÂNGULO.
102	50	UN	ESCOVA DE ROBSON, INDICADA PARA PRÉ-POLIMENTO DE RESINA NA FACE OCLUSAL, PODENDO SER UTILIZADA COM PASTA DE POLIMENTO E ÓLEO MINERAL, CÔNICA, BRANCA, PARA CONTRA-ÂNGULO
103	100	UN	ESCOVA CARBETO DE SILÍCIO INDICADAS PARA POLIMENTO DE RESTAURAÇÕES EM RESINA COMPOSTA, IONÔMERO DE VIDRO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

## ESTADO DE MINAS GERAIS

			MODIFICADO POR RESINA COMPOSTA E CERÂMICAS. * ESCOVAS PARA POLIMENTO (IMPREGNADA DE CARBETO DE SILÍCIO): * COM FORMATOS PARA ADEQUAREM-SE A TODAS AS SUPERFÍCIES DENTÁRIAS, INCLUINDO MARGEM GENGIVAL. * PROMOVE ALTO BRILHO E SUPERFÍCIES PERFEITAMENTE LISAS. * AUTOCLAVÁVEL SEM AFETAR A PERFORMANCE DO POLIDOR. * DISPENSA USO DE PASTAS: CADA CERDA É UM INSTRUMENTO DE POLIMENTO COM FIBRAS ABRASIVAS (CARBETO DE SILÍCIO). * FORMATO TRADICIONAL PERFORMANCE NAS SUPERFÍCIES OCLUSAIS E CÔNCAVAS. * HIGIÊNICO: AUTOCLAVÁVEL A 134°C POR PELO MENOS 3 MINUTOS EMBALAGEM COM 3 UNIDADES (1 DE CADA MODELO: TAÇA PEQUENA, TAÇA REGULAR E PONTA)
104	50	PCT	ESCOVA PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS, COM CERDAS ANTIMICROBIANAS EM AMBAS AS EXTREMIDADES, COMPRIMENTO DE 17,8 CM PACOTES CO 3 UNIDADES
105	30	UN	ESCOVA PARA LIMPEZA DE BROCA COM CERDAS DE LATÃO, E REUTILIZÁVEL.
106	30	UN	ESPELHO TOUCADOR PARA INSTRUÇÃO DE PACIENTE, EM ACRÍLICO COM CABO, EM DIVERSAS CORES. 1 UNIDADE
107	30	UN	ESPELHO DE MÃO DENTE, PARA PROCEDIMENTOS CLÍNICOS. 1 UNIDADE
108	1000	UN	ESPONJA DUPLA FACE (BUCHA)
109	80	VD	EUGENOL
110	150	CX	EXTIRPA NERVO Nº 15 CARTELA COM 12 UNIDADES, CX COM 150 CARTELAS
111	150	CX	EXTIRPA NERVO Nº 20 CARTELA COM 12 UNIDADES, CX COM 150 CARTELAS
112	500	UN	FICHA PARA RX, INDICADO PARA UTILIZAR NA ROTINA ADMINISTRATIVA DIÁRIA DO CONSULTÓRIO
113	100	CX	FILME RADIOGRÁFICO INTRAORAL DE VELOCIDADE E QUE CONTRIBUI PARA FÁCIL DIAGNÓSTICO PELO PROFISSIONAL ODONTOLÓGICO, COMPATÍVEL COM TODOS OS APARELHOS DE RAIO-X DO MERCADO, PERMITE PROCESSAMENTO MANUAL OU AUTOMÁTICO. ALÉM ISSO, BUSCA MAIOR SEGURANÇA AO PROFISSIONAL E OFERECER CONFORTO POR CONTAR COM CANTOS ARREDONDADOS E EMBALAGEM EXTRA MACIA. EMBALAGEM COM 150 UNIDADES, FILME 3X4 CM
114	30	ROL	FILME DE PVC 28CM X 100M. ISOLAMENTO DE ÁREAS DE CONTATO PARA REDUZIR CONTAMINAÇÃO CRUZADA. MEDIDAS: 28CM X 100M. TRANSLÚCIDO.
115	50	CX	FIO DE SUTURA MONOFILAMENTO PRETO DE SEDA AGULHADO Nº4 (AGULHA 20MMX 3/8). ESTERILIZADO, CX COM 24 UNIDADES.
116	200	CX	FIO DE SUTURA MONOFILAMENTO PRETO NYLON AGULHADO 05( AGULHA 20MMX 3/8) ESTERILIZADO, CX COM 24 UNIDADES
117	300	UN	FIO DENTAL 500M



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

## ESTADO DE MINAS GERAIS

118	3000	UN	FIO DENTAL 25M
119	200	UN	FITA ADESIVA AUTOCLAVE 1042/S -19 MM X 30 M
120	500	FR	FIXADOR UTILIZADO PARA A FIXAÇÃO A IMAGEM NA PELÍCULA RADIOGRÁFICA, A BASE E BISSULFITO DE SÓDIO, SEM A NECESSIDADE DE DILUIÇÃO. EMBALAGEM COM 500 ML
121	100	FR	FLÚOR GEL NEUTRO PARA APLICAÇÃO 1,23%
122	80	VD	FORMOCRESOL
123	80	VD	FUCSINA BÁSICA 0,5% VIDRO COM 500 ML
124	300	PC	GAZES HIDRÓFILAS 100% ALGODÃO 8 CAMADAS – 5 DOBRAS – 7,5X7,5 CM - 500 UNIDADES.
125	1000	PCT	GORRO DESCARTÁVEL, BRANCO, TIPO TOUCA DE BANHO, COM ELÁSTICO – PACOTE COM 100 UNIDADES
126	1000	PC	GUARDANAPO DE PAPEL 10X10 CM
127	100	CX	HEMOSPON
128	100	FR	HEMOSTOP LÍQUIDO AUXILIA NA HEMOSTASIA E RETRAÇÃO GENGIVAL, DEVIDO À PRESENÇA DO CLORETO DE ALUMÍNIO QUE PROVOCA UMA CONTRAÇÃO DA CAMADA SUPERFICIAL DA GENGIVA LIVRE PELA PRECIPITAÇÃO DE PROTEÍNAS TISSULARES E SÉRICAS. UTILIZADO NOS PREPAROS CAVITÁRIOS PARA RESTAURAÇÕES E PARA PRÓTESE DENTAL. FRASCOS COM 10 ML. NÃO CONTÉM EPINEFRINA. FRASCO COM 10ML.
129	80	VD	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PA – UNIDADE COM 10 G
130	300	CX	INDICADOR BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE COM 10 UNIDADES
131	500	CX	INDICADOR QUÍMICO A VAPOR COM 25 UNIDADES
132	10	VD	IODOFÓRMIO COMPONENTE PARA PASTA OBTURADA DE CANAL RADICULAR
133	40	CX	LÂMINA DE BISTURI Nº12
134	40	CX	LÂMINA DE BISTURI Nº15 C
135	70	CX	LENÇOL BORRACHA PARA ISOLAMENTO, EMBALAGEM COM 26 UNIDADES. INDICADO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO DO CAMPO OPERATÓRIO, REDUZINDO A POSSIBILIDADE DE CONTAMINAÇÃO
136	100	CX	LENTULO 25 -40 MM CAIXA COM 04 UNIDADES ESPIRAL PARA LEVAR MEDICAÇÕES E OU CIMENTOS OBTURADORES PARA O INTERIOR DO CANAL
137	100	CX	LENTULO 25MM CAIXA COM 04 UNIDADES ESPIRAL PARA LEVAR MEDICAÇÕES E OU CIMENTOS OBTURADORES PARA O INTERIOR DO CANAL
138	150	CX	LIMA ENDODÔNTICA 1ª SÉRIE (15 A 40) – 25MM
139	100	CX	LIMA ENDODÔNTICA Nº 08 - 25 MM, CAIXA COM 6 UNIDADES
140	100	CX	LIMA ENDODÔNTICA Nº 10 - 25 MM, CAIXA COM 6 UNIDADES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

## ESTADO DE MINAS GERAIS

141	100	CX	LIMA ENDODÔNTICA Nº 15 25 MM CAIXA COM 6 UNIDADES
142	3000	CX	LUVAS DE PROCEDIMENTO DE LÁTEX NÃO ESTÉRIL- EXTRA PEQUENA, CAIXA COM 100 UNIDADES.
143	3000	CX	LUVAS DE PROCEDIMENTO DE LÁTEX NÃO ESTÉRIL COM PÓ - PEQUENA, CAIXA COM 100 UNIDADES.
144	3000	CX	LUVAS DE PROCEDIMENTOS DE LÁTEX NÃO ESTÉRIL COM PÓ- MÉDIA, CAIXA COM 100 UNIDADES
145	3000	CX	LUVAS DE PROCEDIMENTOS DE LÁTEX NÃO ESTÉRIL COM PÓ – GRANDE, CAIXA COM 100 UNIDADES
146	100	CX	LUVA DE VINIL, HIPOALERGÊNICA ISENTA DE LÁTEX, TAMANHO PP
147	150	CX	LUVA DE VINIL, HIPOALERGÊNICA ISENTA DE LÁTEX, TAMANHO P
148	200	CX	LUVA DE VINIL, HIPOALERGÊNICA ISENTA DE LÁTEX, TAMANHO M
149	200	CX	LUVA DE VINIL, HIPOALERGÊNICA ISENTA DE LÁTEX, TAMANHO G
150	1500	PAR	LUVA CIRÚRGICA, TAMANHO 06, FEITA COM LÁTEX DE BORRACHA 100% NATURAL.TEXTURIZADA NA PALMA DA MÃO, ANATÔMICA, CONTENDO PÓ DE AMIDO DE MILHO BIOABSORVÍVEL EM SEU INTERIOR E PUNHO COM ACABAMENTO ENROLADO NO SEU FIM, É DE FÁCIL COLOCAÇÃO E RETIRADA.ESTERILIZADA POR GAMA, É INDICADA PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS E PROPORCIONA UMA BARREIRA CONTRA CONTAMINAÇÃO.PRODUTO DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO. PROIBIDO REPROCESSAR E NECESSÁRIO DESCARTAR EM LOCAL PARA MATERIAIS CONTAMINADOS APÓS O USO.
151	3000	CX	MÁSCARA TRIPLA PROTEÇÃO, COM EXCELENTE FILTRAÇÃO BACTERIANA E RESISTENTE A LÍQUIDOS E COM PERFEITA ADAPTAÇÃO À FACE. CAIXA COM 50 UNIDADES
152	100	FR	ÓLEO LUBRIFICANTE DE PONTAS
153	50	UN	ÓCULOS DE SEGURANÇA INTEIRIÇO COM LENTE INCOLOR, EM POLICARBONATO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2 MM, TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE ANTI-ARRANHÕES E CAMADA ANTE EMBAÇANTE ATRAVÉS DE BANHO DE IMERSÃO PERMANENTE.
154	80	VD	OTOSPORIM: SUSPENSÃO OTOLÓGICA – HIDROCORTISONA 10 MG/ML + SULFATO DE NEOMICINA 5 MG/ML + SULFATO DE POLIMIXINA B 10.000 UI/ML - EMBALAGEM CONTENDO FRASCO GOTEJADOR COM 10 ML.
155	06	VD	ÓXIDO DE ZINCO – FRASCO COM 50 G
156	300	UN	PAPEL CARBONO PARA REGISTRO DOS CONTATOS OCLUSAIS – BLOCO COM 12 FOLHAS DE CARBONO DUPLA FACE/DUPLA COR 100MC
157	2500	PCT	PAPEL TOALHA INTER FOLHA 2 DOBRAS, 1000 UNIDADES.
158	4000	TB	PASTA DENTAL COM FLÚOR 1500 PPM DE FLÚOR, 90 GS. CARBONATO DE CÁLCIO, ÁGUA, SORBITOL, LAURILSULFATO DE SÓDIO, MONOFLUOROFOSFATO DE SÓDIO, SABOR, GOMA DE CELULOSA, PIROFOSFATO TETRASÓDIO, SILICATO DE SÓDIO, SACARINA SÓDICA,



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

### ESTADO DE MINAS GERAIS

			METILPARABENO, PROPILPARABEN. CONTÉM MONOFLUOROFOSFATO DE SÓDIO. SIMILAR OU IGUAL A COLGATE
159	2000	TB	PASTA DENTAL COM FLÚOR 1500 PPM DE FLÚOR, 50 GS. CARBONATO DE CÁLCIO, ÁGUA, SORBITOL, LAURILSULFATO DE SÓDIO, MONOFLUOROFOSFATO DE SÓDIO, SABOR, GOMA DE CELULOSA, PIROFOSFATO TETRASÓDIO, SILICATO DE SÓDIO, SACARINA SÓDICA, METILPARABENO, PROPILPARABEN. CONTÉM MONOFLUOROFOSFATO DE SÓDIO. SIMILAR OU IGUAL A COLGATE
160	1500	TB	PASTA DENTAL INFANTIL, OFERECE PROTEÇÃO IDEAL CONTRA CÁRIES, POSSUI FLÚOR ATIVO (FLUORETO DE SÓDIO), BAIXA ABRASIVIDADE, PRESERVA O ESMALTE DO DENTE. NÃO CONTÉM AÇÚCAR, SABOR TUTTI-FRUTTI. 50 G. SORBITOL, AQUA, HYDRATED SILICA, PEG-12, SODIUM LAURYL SULFATE, AROMA, CELLULOSE GUM, TETRASODIUM PYROPHOSPHATE, COCAMIDOPROPYL BETAINE, SODIUM FLUORIDE, SODIUM SACCHARIN, CI 77891, CI74160, EUGENOL. CONTÉM FLUORETO DE SÓDIO (1450 PPM DE FLÚOR). SIMILAR OU COMPATÍVEL COM A TANDY
161	150	TB	PASTA DENTAL BABY, POSSUI TODA A PROTEÇÃO DO XILITOL. SABOR MORANGO. NÃO CONTÉM FLÚOR, EMBALAGEM DE 50 GS, COM EFICÁCIA COMPROVADA E ODONTOLÓGICAMENTE COMPROVADA. IDEAL PARA BEBÊS DE 0 A 3 ANOS.
162	400	TB	PASTA PROFILÁTICA 90G 1.1. COMPOSIÇÃO: ÁGUA, LAURIL SULFATO DE SÓDIO, CARBONATO DE CÁLCIO, D-SORBITOL, PROPILENOGLICOL, FLUORETO DE SÓDIO, CARBOXIMETILCELULOSE, SACARINA SÓDICA, QUARTZO, SÍLICA, METILPARABENO, FORMALDEÍDO, POLIMETILSILOXANO E AROMA. 1.2. APRESENTAÇÃO 01 BISNAGA COM 90 G NO SABOR TUTTI-FRUTTI OU MENTA.
163	80	VD	PARAMOCLOROFENOL CANFORADO, MEDICAÇÃO CURATIVA E INTRACANAL. VIDRO DE 20 ML
164	80	UN	PLACA DE VIDRO
165	100	KIT	POLIDORES, KIT COMPLETO DE POLIDORES DIAMANTADOS TWIST-GLOSS CA AMERICAN BURRS É COMPOSTO POR POLIDORES ESPIRAIS FABRICADOS COM DIAMANTES NATURAIS, QUE DISPENSAM A UTILIZAÇÃO DE PASTA DE POLIMENTO. FOI DESENVOLVIDO PARA TRABALHOS DE DESGASTE, ACABAMENTO E POLIMENTO INTRAORAL EM RESINAS COMPOSTAS, CERÂMICAS, ZIRCÔNIA E DISSILICATO DE LÍTIO (LISI2), POSSIBILITANDO O ALCANCE EM LUGARES DE DIFÍCIL ACESSO. É IDEAL PARA OS PROFISSIONAIS QUE DESEJAM UMA SEQUÊNCIA COMPLETA DE POLIMENTO EM UM ÚNICO KIT, PROPORCIONANDO MAIOR PRODUTIVIDADE E ORGANIZAÇÃO NO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO. RECOMENDAÇÕES - UTILIZE O POLIDOR NO SENTIDO DE SUAS CERDAS (SENTIDO ANTI-HORÁRIO). - NÃO FAÇA POLIMENTO A SECO. SE O SEU APARELHO NÃO POSSUI ÁGUA, UTILIZE A SERINGA TRÍPLICE. DÊ CURTOS JATOS DE ÁGUA DURANTE CADA ETAPA DO POLIMENTO. - MANTENHA LEVE A PRESSÃO DA MÃO E ROTAÇÕES ABAIXO DE 10.000





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

## ESTADO DE MINAS GERAIS

			<p>RPM. LEMBRE-SE QUE O POLIMENTO É REALIZADO PELO ATRITO DAS PARTÍCULAS DIAMANTADAS NA SUPERFÍCIE DO MATERIAL E NÃO A PRESSÃO DA BORRACHA SOBRE A SUPERFÍCIE.</p> <p>- LAVE A SUPERFÍCIE ENTRE AS TROCAS DAS GRANULOMETRIAS DOS POLIDORES, EVITANDO QUE PARTÍCULAS DO POLIDOR ANTERIOR SE DESPRENDAM E FIQUEM SOBRE A SUPERFÍCIE DO MATERIAL. DESTA FORMA O POLIDOR DE MENOR GRANULAÇÃO PODERÁ AGIR SEM A INTERFERÊNCIA DE GRÂNULOS REMANESCENTES DA GRANULOMETRIA ANTERIOR UTILIZADA.</p> <p>* PROMOVE ALTO BRILHO DE DURABILIDADE SUPERIOR EM TODOS OS COMPÓSITOS.</p> <p>* O FORMATO ESPIRAL PERMITE QUE O PROFISSIONAL POSSA TER UMA VERSATILIDADE DE USO MUITO AMPLA.</p> <p>* HASTE COM CALIBRAÇÃO PERFEITA, EVITANDO VIBRAÇÕES INDESEJADAS.</p> <p>* O BROQUEIRO SUPORTA MAIS DE 100 CICLOS DE AUTOCLAVAGEM E CONTA COM A TECNOLOGIA "SAMEPLACE": AS PEÇAS PERMANECEM NO LUGAR COM O BROQUEIRO FECHADO, FACILITANDO O TRANSPORTE DO MATERIAL. O BROQUEIRO AINDA É GRAVADO À LASER COM A IDENTIFICAÇÃO DOS ITENS, FACILITANDO A ORGANIZAÇÃO DAS PEÇAS EM TODOS OS CICLOS.</p> <p>KIT COM:</p> <p>* 3 POLIDORES ESPIRAIS DIAMANTADOS CA TWIST-GLOSS DE GRANULOMETRIA GROSSA (AZUL), MÉDIA (MARROM) E FINA (VERDE) NO FORMATO ESPIRAL.</p> <p>* 1 BROQUEIRO AUTOCLAVÁVEL DE 75 FUROS SENDO ACEITOS MANDREEL CA E FG.</p>
166	100	KIT	<p>KIT PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DIAMANTADO PARA RESINAS DURA-GLOSS APRESENTA SOLUÇÕES PARA ACABAMENTO, POLIMENTO E ALTO BRILHO PARA TODOS OS TIPOS DE RESINAS, ESPECIALMENTE AS DE MAIOR CARGA CERÂMICA E VISCOSIDADE.</p> <p>* POLIDORES COM NANOTECNOLOGIA, TENDO UMA CARGA DE DIAMANTE SUPERIOR ÀS DEMAIS TECNOLOGIAS DE AGLUTINAÇÃO DE DIAMANTES;</p> <p>* PERMITE UM TRABALHO ÚNICO EM RESINAS E UMA DURABILIDADE MAIOR.</p> <p>* BROQUEIROAUTOCLÁVEL. REGISTRO ANVISA: 81144440003.</p> <p>KIT COM:</p> <p>* 1 POLIDOR ULTRA-GLOSS NA GRANULOMETRIA GROSSA (CINZA) NO FORMATO LENTILHA: ACABAMENTO INICIAL E REGULARIZAR A SUPERFÍCIE A SER POLIDA.</p> <p>* 2 POLIDORES ULTRA-GLOSS NA GRANULOMETRIA MÉDIA (ROSA) NOS FORMATOS LENTILHA E TAÇA: PRÉ-POLIMENTO E REMOÇÃO DOS RISCOS ATRAVÉS DA CONDENSAÇÃO DA SUPERFÍCIE.</p> <p>* 1 POLIDOR ULTRA-GLOSS NA GRANULOMETRIA FINA (AZUL) NOS FORMATO TAÇA: INÍCIO DA ABERTURA DE BRILHO FINAL.</p> <p>* 2 POLIDORES DE RESINA DIAMANTADOS DURA-GLOSSINTERIZADOS COM DIAMANTES NATURAIS (ROXO) NOS FORMATOS CHAMA E TAÇA: ALTO BRILHO E MIMETISMO. ESTE POLIDOR É TOTALMENTE DIAMANTE E POR ESTE MOTIVO UM POUCO MAIS RÍGIDO.</p> <p>* 1 ESCOVA ULTRA-BRUSHCARBETO DE SILÍCIO FORMATO TAÇA: FUNCIONA COMO UMA PASTA DE BRILHO IMPREGNADA DE CARBETO DE SILÍCIO, QUE ATRAVÉS DO ATRITO, LIBERA OS COMPOSTOS DE ALTO BRILHO QUE FICAM IMPREGNADOS NA SUPERFÍCIE.</p> <p>* 1 ESCOVA PELO DE CABRA: UTILIZAR A SECO PARA RETIRAR O EXCESSO DO CARBETO DE SILÍCIO LIBERADO E OBTENÇÃO DO ESPELHAMENTO</p>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

## ESTADO DE MINAS GERAIS

			COM ALTO BRILHO. * BROQUEIROAUTOCLAVÁVEL DE 75 FUROS SENDO ACEITOS MANDREEL C.A. E FG. SISTEMA "SAMEPLACE" ONDE O BROQUEIRO FECHADO NÃO DEIXA AS PEÇAS CAÍREM DURANTE O TRANSPORTE
167	80	KIT	KIT DE POLIMENTO PERFEITO INDICADO PARA POLIMENTO EM TODOS OS TIPOS DE RESINA. * O KIT CONTEMPLA UM BROQUEIRO CAPAZ DE SUPTORAR MAIS DE 100 CICLOS DE AUTOCLAVAGEM, E CONTA COM A TECNOLOGIA SAMEPLACE QUE FAZ COM QUE AS PEÇAS PERMANEÇAM NO LUGAR COM O BROQUEIRO FECHADO, FACILITANDO O TRANSPORTE DO MATERIAL. * DIMENSÕES: 9CM (LARGURA) X 6CM (COMPRIMENTO) X 3,5CM (ALTURA). COMPOSTO POR: - 1 POLIDOR DE RESINA CA ULTRA-GLOSS DE GRAN (GROSSA LENTILHA - SH3412). - 1 POLIDOR DE RESINA CA ULTRA-GLOSS DE GRAN (GROSSA DISCO - SH3322). - 1 POLIDOR DE RESINA CA ULTRA-GLOSS DE GRAN (MÉDIA TAÇA GRANDE - SH3214). - 1 POLIDOR DE RESINA CA ULTRA-GLOSS DE GRAN (MÉDIA CHAMA PEQUENA - SH3134). - 1 POLIDOR ESPIRAL DIAMANTADO CA TWIST-GLOSS DE GRAN (FINA - RD3388). - 1 POLIDOR ESPIRAL DIAMANTADO CA TWIST-GLOSS DE GRAN (GROSSA - RD3383). - 1 ESCOVA DE POLIMENTO CA FELTRO FORMATO RODA - MSHS512YG. - 1 ESCOVA DE POLIMENTO CA PELO DE CABRA FORMATO RODA - MSHS512WG. - 1 BROQUEIROAUTOCLAVÁVEL DE 75 FUROS COM SUPORTE A MAIS DE 100 CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO NA AUTOCLAVE.
168	4000	und	PORTA ESCOVA DENTAL – PARA ESCOLARES
169	100	FR	REMOVEDOR DE OXIDAÇÃO. OXICLEAN É UM DETERGENTE ÁCIDO DE BAIXA ESPUMA ESPECÍFICO PARA REMOÇÃO DE MANCHAS E OXIDAÇÕES NOS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS, SUA FÓRMULA POSSUI UMA MESCLA DE TENSOATIVOS NÃO IÔNICOS E ÁCIDO FOSFÓRICO. REMOVE MANCHAS, FERRUGEM, CROSTAS MINEIRAS E DEVOLVE O BRILHO AOS INSTRUMENTAIS E CÂMARAS DE AUTOCLAVE. PODE SER UTILIZADO EM MATERIAL ALUMÍNIO, AÇO INOX E VIDRARIAS.
170	100	SER	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL A2 COMPÓSITO MICRO HÍBRIDO COM NANO PARTÍCULAS, RADIOPACO, E FOTOPOLIMERIZÁVEL. A COMPOSIÇÃO DO PRODUTO É UMA COMBINAÇÃO DE ZIRCÔNIA/ SÍLICA DE SUPERFÍCIE MODIFICADA E PARTÍCULAS DE SÍLICA DE SUPERFÍCIE MODIFICADA DE 20 NM. CARGA INORGÂNICA CONSISTE EM 81,8 %EM PESO (67,8% EM VOLUME), COM TAMANHO DE PARTÍCULAS DE 20 NM DE SÍLICA E APROXIMADAMENTE 0.1-10UM DE ZIRCÔNIA/SÍLICA. COM MONÔMEROS BIS-GMA,UDMA,BIS-EMA, PEGDMA E TEGDMA. INDICADO PARA USO COMO RESTAURADOR DIRETO DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES.
171	100	SER	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL A3 COMPÓSITO MICRO HÍBRIDO COM NANO PARTÍCULAS, RADIOPACO, E



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

## ESTADO DE MINAS GERAIS

			FOTOPOLIMERIZÁVEL. A COMPOSIÇÃO DO PRODUTO É UMA COMBINAÇÃO DE ZIRCÔNIA/ SÍLICA DE SUPERFÍCIE MODIFICADA E PARTÍCULAS DE SÍLICA DE SUPERFÍCIE MODIFICADA DE 20 NM. CARGA INORGÂNICA CONSISTE EM 81,8 %EM PESO (67,8% EM VOLUME), COM TAMANHO DE PARTÍCULAS DE 20 NM DE SÍLICA E APROXIMADAMENTE 0.1-10UM DE ZIRCÔNIA/SÍLICA. COM MONÔMEROS BIS-GMA,UDMA,BIS-EMA, PEGDMA E TEGDMA. INDICADO PARA USO COMO RESTAURADOR DIRETO DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES.
172	100	SER	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL A3,5  COMPÓSITO MICRO HÍBRIDO COM NANO PARTÍCULAS, RADIOPACO, E FOTOPOLIMERIZÁVEL. A COMPOSIÇÃO DO PRODUTO É UMA COMBINAÇÃO DE ZIRCÔNIA/ SÍLICA DE SUPERFÍCIE MODIFICADA E PARTÍCULAS DE SÍLICA DE SUPERFÍCIE MODIFICADA DE 20 NM. CARGA INORGÂNICA CONSISTE EM 81,8 %EM PESO (67,8% EM VOLUME), COM TAMANHO DE PARTÍCULAS DE 20 NM DE SÍLICA E APROXIMADAMENTE 0.1-10UM DE ZIRCÔNIA/SÍLICA. COM MONÔMEROS BIS-GMA,UDMA,BIS-EMA, PEGDMA E TEGDMA. INDICADO PARA USO COMO RESTAURADOR DIRETO DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES.
173	100	SER	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL B2  COMPÓSITO MICRO HÍBRIDO COM NANO PARTÍCULAS, RADIOPACO, E FOTOPOLIMERIZÁVEL. A COMPOSIÇÃO DO PRODUTO É UMA COMBINAÇÃO DE ZIRCÔNIA/ SÍLICA DE SUPERFÍCIE MODIFICADA E PARTÍCULAS DE SÍLICA DE SUPERFÍCIE MODIFICADA DE 20 NM. CARGA INORGÂNICA CONSISTE EM 81,8 %EM PESO (67,8% EM VOLUME), COM TAMANHO DE PARTÍCULAS DE 20 NM DE SÍLICA E APROXIMADAMENTE 0.1-10UM DE ZIRCÔNIA/SÍLICA. COM MONÔMEROS BIS-GMA,UDMA,BIS-EMA, PEGDMA E TEGDMA. INDICADO PARA USO COMO RESTAURADOR DIRETO DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES.
174	100	SER	RESINA FOTOPLIMRIZÁVEL EA1  COMPÓSITO MICRO HÍBRIDO COM NANO PARTÍCULAS, RADIOPACO E FOTOPOLIMERIZÁVEL. A COMPOSIÇÃO DO PRODUTO É UMA COMBINAÇÃO DE ZIRCÔNIA/SÍLICA DE SUPERFÍCIE MODIFICADA E PARTÍCULAS DE SÍLICA DE SUPERFÍCIE MODIFICADA DE 20NM. CARGA INORGÂNICA CONSISTE EM 81,8%EM PESO (67,8% EM VOLUME), COM TAMANHO DE PARTÍCULAS DE 20NM DE SÍLICA E APROXIMADAMENTE 0.1-10UM DE ZIRCÔNIA/SÍLICA. COM MONÔMEROS BIS-GMA,UDMA,BIS-EMA, PEGDMA E TEGDMA. INDICADO PARA USO COMO RESTAURADOR DIRETO DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES.
175	200	SER	RESINA FLOW  INDICADO PARA RESTAURAÇÕES EM CLASSE III E CLASSE, SELAMENTO DE FÓSSULAS E FISSURAS, PREENCHIMENTO DE REGIÕES SOCAVADAS, REPARO EM RESINA COMPOSTA E PORCELANA, COLAGEM DE FRAGMENTOS.
176	50	SER	RESINA DENTINA OPACA D A1  RESINA COMPOSTA MONOHÍBRIDA (MICROHÍBRIDA COM PARTÍCULAS



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

## ESTADO DE MINAS GERAIS

			MANO). OPALESCÊNCIA. FLUORESCÊNCIA EQUILIBRADA COM OS TECIDOS DUROS DOS DENTES NATURAIS. EXCELENTE POLIMENTO. SUPERFÍCIE COM BRILHO SIMILAR À SUPERFÍCIE DOS DENTES NATURAIS. AMPLO ESPECTRO DE INDICAÇÕES PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. REDUZIDA SENSIBILIDADE A LUZ AMBIENTE.
177	50	SER	<p>RESINA FILTEK Z350 XT A3D É UM RESTAURADOR UNIVERSAL DESENVOLVIDO PARA UTILIZAÇÃO EM RESTAURAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS EM <u>DENTES ANTERIORES</u> E POSTERIORES, DAS CLASSES I, II, III, IV E V. BEM COMO EM FECHAMENTO DE DIASTEMAS, CONFEÇÃO DE NÚCLEOS DE PREENCHIMENTO, ANCORAGEM DE DENTES COM MOBILIDADE (ESPLINTAGEM), RESTAURAÇÕES INLAYS, ONLAYS E FACETAS. SUA EXCLUSIVA TECNOLOGIA PROPORCIONA ALTA ESTÉTICA E MIMETIZA BEM COM O DENTE NATURAL.</p> <p>PARA UM BOM RESULTADO, UTILIZE UM BOM <u>FOTOPOLIMERIZADOR</u>.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>* FÁCIL MANUSEIO, SEM PERDER A ESTÉTICA.</li><li>* ESTÉTICA SURPREENDENTE, COM AMPLA VARIEDADE DE CORES EM 4 OPACIDADES. E DURADOURA, POIS MANTÉM O ASPECTO NATURAL DA RESTAURAÇÃO POR MAIS TEMPO.</li><li>* SUPERFÍCIE DA RESTAURAÇÃO MAIS LISA E BRILHANTE.</li><li>* EXCLUSIVA NANOTECNOLOGIA: 100% NANO PARTICULADA (ZIRCÔNIA E SÍLICA). ESTA COMPOSIÇÃO PERMITE UMA EXCELENTE RETENÇÃO DE POLIMENTO.</li><li>* MAIOR FLUORESCÊNCIA.</li><li>* ALTO DESEMPENHO, COM ELEVADAS PROPRIEDADES MECÂNICAS.</li><li>* APRESENTA RESISTÊNCIA DE UMA RESINA MICROHÍBRIDA COM O POLIMENTO SUPERIOR AO DE UMA RESINA MICRO PARTICULADA.</li><li>* RADIOPAVIDADE INCLUSIVE NAS CORES TRANSLÚCIDAS.</li><li>* NATURALIDADE.</li><li>* OPALESCÊNCIA DAS CORES TRANSLÚCIDAS SIMILAR AO ESMALTE DO DENTE.</li><li>* EXCELENTE MANIPULAÇÃO: NÃO GRUDA NA ESPÁTULA E POSSUI ÓTIMA CONSISTÊNCIA PARA ESCULPIR.</li><li>* FÁCIL IDENTIFICAÇÃO DE OPACIDADES PELO SISTEMA DE CORES DAS SERINGAS.</li></ul>
178	50	SER	<p>RESINA FILTEK Z350 XT A4D É UM RESTAURADOR UNIVERSAL DESENVOLVIDO PARA UTILIZAÇÃO EM RESTAURAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS EM <u>DENTES ANTERIORES</u> E POSTERIORES, DAS CLASSES I, II, III, IV E V. BEM COMO EM FECHAMENTO DE DIASTEMAS, CONFEÇÃO DE NÚCLEOS DE PREENCHIMENTO, ANCORAGEM DE DENTES COM MOBILIDADE (ESPLINTAGEM), RESTAURAÇÕES INLAYS, ONLAYS E FACETAS. SUA EXCLUSIVA TECNOLOGIA PROPORCIONA ALTA ESTÉTICA E MIMETIZA BEM COM O DENTE NATURAL.</p> <p>PARA UM BOM RESULTADO, UTILIZE UM BOM <u>FOTOPOLIMERIZADOR</u>.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>* FÁCIL MANUSEIO, SEM PERDER A ESTÉTICA.</li><li>* ESTÉTICA SURPREENDENTE, COM AMPLA VARIEDADE DE CORES EM 4 OPACIDADES. E DURADOURA, POIS MANTÉM O ASPECTO NATURAL DA RESTAURAÇÃO POR MAIS TEMPO.</li><li>* SUPERFÍCIE DA RESTAURAÇÃO MAIS LISA E BRILHANTE.</li><li>* EXCLUSIVA NANOTECNOLOGIA: 100% NANOPARTICULADA (ZIRCÔNIA E SÍLICA). ESTA COMPOSIÇÃO PERMITE UMA EXCELENTE RETENÇÃO DE POLIMENTO.</li><li>* MAIOR FLUORESCÊNCIA.</li><li>* ALTO DESEMPENHO, COM ELEVADAS PROPRIEDADES MECÂNICAS.</li></ul>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

## ESTADO DE MINAS GERAIS

			<ul style="list-style-type: none"><li>* APRESENTA RESISTÊNCIA DE UMA RESINA MICROHÍBRIDA COM O POLIMENTO SUPERIOR AO DE UMA RESINA MICROPARTICULADA.</li><li>* RADIOPACIDADE INCLUSIVE NAS CORES TRANSLÚCIDAS.</li><li>* NATURALIDADE.</li><li>* OPALESCÊNCIA DAS CORES TRANSLÚCIDAS SIMILAR AO ESMALTE DO DENTE.</li><li>* EXCELENTE MANIPULAÇÃO: NÃO GRUDA NA ESPÁTULA E POSSUI ÓTIMA CONSISTÊNCIA PARA ESCULPIR.</li><li>* FÁCIL IDENTIFICAÇÃO DE OPACIDADES PELO SISTEMA DE CORES DAS SERINGAS.</li></ul>
179	50	SER	<p>RESINA FILTEK Z350 XT A6B É UM RESTAURADOR UNIVERSAL DESENVOLVIDO PARA UTILIZAÇÃO EM RESTAURAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS EM <u>DENTES ANTERIORES</u> E POSTERIORES, DAS CLASSES I, II, III, IV E V. BEM COMO EM FECHAMENTO DE DIASTEMAS, CONFEÇÃO DE NÚCLEOS DE PREENCHIMENTO, ANCORAGEM DE DENTES COM MOBILIDADE (ESPLINTAGEM), RESTAURAÇÕES INLAYS, ONLAYS E FACETAS. SUA EXCLUSIVA TECNOLOGIA PROPORCIONA ALTA ESTÉTICA E MIMETIZA BEM COM O DENTE NATURAL. PARA UM BOM RESULTADO, UTILIZE UM BOM <u>FOTOPOLIMERIZADOR</u>.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>* FÁCIL MANUSEIO, SEM PERDER A ESTÉTICA.</li><li>* ESTÉTICA SURPREENDENTE, COM AMPLA VARIEDADE DE CORES EM 4 OPACIDADES. E DURADOURA, POIS MANTÉM O ASPECTO NATURAL DA RESTAURAÇÃO POR MAIS TEMPO.</li><li>* SUPERFÍCIE DA RESTAURAÇÃO MAIS LISA E BRILHANTE.</li><li>* EXCLUSIVA NANOTECNOLOGIA: 100% NANOPARTICULADA (ZIRCÔNIA E SÍLICA). ESTA COMPOSIÇÃO PERMITE UMA EXCELENTE RETENÇÃO DE POLIMENTO.</li><li>* MAIOR FLUORESCÊNCIA.</li><li>* ALTO DESEMPENHO, COM ELEVADAS PROPRIEDADES MECÂNICAS.</li><li>* APRESENTA RESISTÊNCIA DE UMA RESINA MICROHÍBRIDA COM O POLIMENTO SUPERIOR AO DE UMA RESINA MICROPARTICULADA.</li><li>* RADIOPACIDADE INCLUSIVE NAS CORES TRANSLÚCIDAS.</li><li>* NATURALIDADE.</li><li>* OPALESCÊNCIA DAS CORES TRANSLÚCIDAS SIMILAR AO ESMALTE DO DENTE.</li><li>* EXCELENTE MANIPULAÇÃO: NÃO GRUDA NA ESPÁTULA E POSSUI ÓTIMA CONSISTÊNCIA PARA ESCULPIR.</li><li>* FÁCIL IDENTIFICAÇÃO DE OPACIDADES PELO SISTEMA DE CORES DAS SERINGAS.</li></ul>
180	50	SER	<p>RESINA FILTEK Z350 XT A4B É UM RESTAURADOR UNIVERSAL DESENVOLVIDO PARA UTILIZAÇÃO EM RESTAURAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS EM <u>DENTES ANTERIORES</u> E POSTERIORES, DAS CLASSES I, II, III, IV E V. BEM COMO EM FECHAMENTO DE DIASTEMAS, CONFEÇÃO DE NÚCLEOS DE PREENCHIMENTO, ANCORAGEM DE DENTES COM MOBILIDADE (ESPLINTAGEM), RESTAURAÇÕES INLAYS, ONLAYS E FACETAS. SUA EXCLUSIVA TECNOLOGIA PROPORCIONA ALTA ESTÉTICA E MIMETIZA BEM COM O DENTE NATURAL. PARA UM BOM RESULTADO, UTILIZE UM BOM <u>FOTOPOLIMERIZADOR</u>.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>* FÁCIL MANUSEIO, SEM PERDER A ESTÉTICA.</li><li>* ESTÉTICA SURPREENDENTE, COM AMPLA VARIEDADE DE CORES EM 4 OPACIDADES. E DURADOURA, POIS MANTÉM O ASPECTO NATURAL DA RESTAURAÇÃO POR MAIS TEMPO.</li><li>* SUPERFÍCIE DA RESTAURAÇÃO MAIS LISA E BRILHANTE.</li><li>* EXCLUSIVA NANOTECNOLOGIA: 100% NANOPARTICULADA (ZIRCÔNIA E</li></ul>





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

## ESTADO DE MINAS GERAIS

			<p>SÍLICA). ESTA COMPOSIÇÃO PERMITE UMA EXCELENTE RETENÇÃO DE POLIMENTO.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>* MAIOR FLUORESCÊNCIA.</li><li>* ALTO DESEMPENHO, COM ELEVADAS PROPRIEDADES MECÂNICAS.</li><li>* APRESENTA RESISTÊNCIA DE UMA RESINA MICROHÍBRIDA COM O POLIMENTO SUPERIOR AO DE UMA RESINA MICROPARTICULADA.</li><li>* RADIOPACIDADE INCLUSIVE NAS CORES TRANSLÚCIDAS.</li><li>* NATURALIDADE.</li><li>* OPALESCÊNCIA DAS CORES TRANSLÚCIDAS SIMILAR AO ESMALTE DO DENTE.</li><li>* EXCELENTE MANIPULAÇÃO: NÃO GRUDA NA ESPÁTULA E POSSUI ÓTIMA CONSISTÊNCIA PARA ESCULPIR.</li><li>* FÁCIL IDENTIFICAÇÃO DE OPACIDADES PELO SISTEMA DE CORES DAS SERINGAS.</li></ul>
181	50	SER	<p>RESINA FILTEK Z350 XT B2B É UM RESTAURADOR UNIVERSAL DESENVOLVIDO PARA UTILIZAÇÃO EM RESTAURAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS EM <u>DENTES ANTERIORES</u> E POSTERIORES, DAS CLASSES I, II, III, IV E V. BEM COMO EM FECHAMENTO DE DIASTEMAS, CONFEÇÃO DE NÚCLEOS DE PREENCHIMENTO, ANCORAGEM DE DENTES COM MOBILIDADE (ESPLINTAGEM), RESTAURAÇÕES INLAYS, ONLAYS E FACETAS. SUA EXCLUSIVA TECNOLOGIA PROPORCIONA ALTA ESTÉTICA E MIMETIZA BEM COM O DENTE NATURAL.</p> <p>PARA UM BOM RESULTADO, UTILIZE UM BOM <u>FOTOPOLIMERIZADOR</u>.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>* FÁCIL MANUSEIO, SEM PERDER A ESTÉTICA.</li><li>* ESTÉTICA SURPREENDENTE, COM AMPLA VARIEDADE DE CORES EM 4 OPACIDADES. E DURADOURA, POIS MANTÉM O ASPECTO NATURAL DA RESTAURAÇÃO POR MAIS TEMPO.</li><li>* SUPERFÍCIE DA RESTAURAÇÃO MAIS LISA E BRILHANTE.</li><li>* EXCLUSIVA NANOTECNOLOGIA: 100% NANOPARTICULADA (ZIRCÔNIA E SÍLICA). ESTA COMPOSIÇÃO PERMITE UMA EXCELENTE RETENÇÃO DE POLIMENTO.</li><li>* MAIOR FLUORESCÊNCIA.</li><li>* ALTO DESEMPENHO, COM ELEVADAS PROPRIEDADES MECÂNICAS.</li><li>* APRESENTA RESISTÊNCIA DE UMA RESINA MICROHÍBRIDA COM O POLIMENTO SUPERIOR AO DE UMA RESINA MICROPARTICULADA.</li><li>* RADIOPACIDADE INCLUSIVE NAS CORES TRANSLÚCIDAS.</li><li>* NATURALIDADE.</li><li>* OPALESCÊNCIA DAS CORES TRANSLÚCIDAS SIMILAR AO ESMALTE DO DENTE.</li><li>* EXCELENTE MANIPULAÇÃO: NÃO GRUDA NA ESPÁTULA E POSSUI ÓTIMA CONSISTÊNCIA PARA ESCULPIR.</li><li>* FÁCIL IDENTIFICAÇÃO DE OPACIDADES PELO SISTEMA DE CORES DAS SERINGAS.</li></ul>
182	50	SER	<p>RESINA FILTEK Z350 XT B3B É UM RESTAURADOR UNIVERSAL DESENVOLVIDO PARA UTILIZAÇÃO EM RESTAURAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS EM <u>DENTES ANTERIORES</u> E POSTERIORES, DAS CLASSES I, II, III, IV E V. BEM COMO EM FECHAMENTO DE DIASTEMAS, CONFEÇÃO DE NÚCLEOS DE PREENCHIMENTO, ANCORAGEM DE DENTES COM MOBILIDADE (ESPLINTAGEM), RESTAURAÇÕES INLAYS, ONLAYS E FACETAS. SUA EXCLUSIVA TECNOLOGIA PROPORCIONA ALTA ESTÉTICA E MIMETIZA BEM COM O DENTE NATURAL.</p> <p>PARA UM BOM RESULTADO, UTILIZE UM BOM <u>FOTOPOLIMERIZADOR</u>.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>* FÁCIL MANUSEIO, SEM PERDER A ESTÉTICA.</li><li>* ESTÉTICA SURPREENDENTE, COM AMPLA VARIEDADE DE CORES EM 4</li></ul>





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

## ESTADO DE MINAS GERAIS

			<p>OPACIDADES. E DURADOURA, POIS MANTÉM O ASPECTO NATURAL DA RESTAURAÇÃO POR MAIS TEMPO.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>* SUPERFÍCIE DA RESTAURAÇÃO MAIS LISA E BRILHANTE.</li><li>* EXCLUSIVA NANOTECNOLOGIA: 100% NANOPARTICULADA (ZIRCÔNIA E SÍLICA). ESTA COMPOSIÇÃO PERMITE UMA EXCELENTE RETENÇÃO DE POLIMENTO.</li><li>* MAIOR FLUORESCÊNCIA.</li><li>* ALTO DESEMPENHO, COM ELEVADAS PROPRIEDADES MECÂNICAS.</li><li>* APRESENTA RESISTÊNCIA DE UMA RESINA MICROHÍBRIDA COM O POLIMENTO SUPERIOR AO DE UMA RESINA MICROPARTICULADA.</li><li>* RADIOPAVIDADE INCLUSIVE NAS CORES TRANSLÚCIDAS.</li><li>* NATURALIDADE.</li><li>* OPALESCÊNCIA DAS CORES TRANSLÚCIDAS SIMILAR AO ESMALTE DO DENTE.</li><li>* EXCELENTE MANIPULAÇÃO: NÃO GRUDA NA ESPÁTULA E POSSUI ÓTIMA CONSISTÊNCIA PARA ESCULPIR.</li><li>* FÁCIL IDENTIFICAÇÃO DE OPACIDADES PELO SISTEMA DE CORES DAS SERINGAS.</li></ul>
183	50	SER	<p>RESINA FILTEK Z350 XT C2B É UM RESTAURADOR UNIVERSAL DESENVOLVIDO PARA UTILIZAÇÃO EM RESTAURAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS EM <u>DENTES ANTERIORES</u> E POSTERIORES, DAS CLASSES I, II, III, IV E V. BEM COMO EM FECHAMENTO DE DIASTEMAS, CONFEÇÃO DE NÚCLEOS DE PREENCHIMENTO, ANCORAGEM DE DENTES COM MOBILIDADE (ESPLINTAGEM), RESTAURAÇÕES INLAYS, ONLAYS E FACETAS. SUA EXCLUSIVA TECNOLOGIA PROPORCIONA ALTA ESTÉTICA E MIMETIZA BEM COM O DENTE NATURAL.</p> <p>PARA UM BOM RESULTADO, UTILIZE UM BOM <u>FOTOPOLIMERIZADOR</u>.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>* FÁCIL MANUSEIO, SEM PERDER A ESTÉTICA.</li><li>* ESTÉTICA SURPREENDENTE, COM AMPLA VARIEDADE DE CORES EM 4 OPACIDADES. E DURADOURA, POIS MANTÉM O ASPECTO NATURAL DA RESTAURAÇÃO POR MAIS TEMPO.</li><li>* SUPERFÍCIE DA RESTAURAÇÃO MAIS LISA E BRILHANTE.</li><li>* EXCLUSIVA NANOTECNOLOGIA: 100% NANOPARTICULADA (ZIRCÔNIA E SÍLICA). ESTA COMPOSIÇÃO PERMITE UMA EXCELENTE RETENÇÃO DE POLIMENTO.</li><li>* MAIOR FLUORESCÊNCIA.</li><li>* ALTO DESEMPENHO, COM ELEVADAS PROPRIEDADES MECÂNICAS.</li><li>* APRESENTA RESISTÊNCIA DE UMA RESINA MICROHÍBRIDA COM O POLIMENTO SUPERIOR AO DE UMA RESINA MICROPARTICULADA.</li><li>* RADIOPAVIDADE INCLUSIVE NAS CORES TRANSLÚCIDAS.</li><li>* NATURALIDADE.</li><li>* OPALESCÊNCIA DAS CORES TRANSLÚCIDAS SIMILAR AO ESMALTE DO DENTE.</li><li>* EXCELENTE MANIPULAÇÃO: NÃO GRUDA NA ESPÁTULA E POSSUI ÓTIMA CONSISTÊNCIA PARA ESCULPIR.</li><li>* FÁCIL IDENTIFICAÇÃO DE OPACIDADES PELO SISTEMA DE CORES DAS SERINGAS.</li></ul>
184	50	SER	<p>RESINA FILTEK Z350 XT A1E É UM RESTAURADOR UNIVERSAL DESENVOLVIDO PARA UTILIZAÇÃO EM RESTAURAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS EM <u>DENTES ANTERIORES</u> E POSTERIORES, DAS CLASSES I, II, III, IV E V. BEM COMO EM FECHAMENTO DE DIASTEMAS, CONFEÇÃO DE NÚCLEOS DE PREENCHIMENTO, ANCORAGEM DE DENTES COM MOBILIDADE (ESPLINTAGEM), RESTAURAÇÕES INLAYS, ONLAYS E FACETAS. SUA EXCLUSIVA TECNOLOGIA PROPORCIONA ALTA ESTÉTICA E MIMETIZA BEM COM O</p>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

## ESTADO DE MINAS GERAIS

			<p>DENTE NATURAL.</p> <p>PARA UM BOM RESULTADO, UTILIZE UM BOM <u>FOTOPOLIMERIZADOR</u>.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>* FÁCIL MANUSEIO, SEM PERDER A ESTÉTICA.</li><li>* ESTÉTICA SURPREENDENTE, COM AMPLA VARIEDADE DE CORES EM 4 OPACIDADES. E DURADOURA, POIS MANTÉM O ASPECTO NATURAL DA RESTAURAÇÃO POR MAIS TEMPO.</li><li>* SUPERFÍCIE DA RESTAURAÇÃO MAIS LISA E BRILHANTE.</li><li>* EXCLUSIVA NANOTECNOLOGIA: 100% NANOPARTICULADA (ZIRCÔNIA E SÍLICA). ESTA COMPOSIÇÃO PERMITE UMA EXCELENTE RETENÇÃO DE POLIMENTO.</li><li>* MAIOR FLUORESCÊNCIA.</li><li>* ALTO DESEMPENHO, COM ELEVADAS PROPRIEDADES MECÂNICAS.</li><li>* APRESENTA RESISTÊNCIA DE UMA RESINA MICROHÍBRIDA COM O POLIMENTO SUPERIOR AO DE UMA RESINA MICROPARTICULADA.</li><li>* RADIOPAVIDADE INCLUSIVE NAS CORES TRANSLÚCIDAS.</li><li>* NATURALIDADE.</li><li>* OPALESCÊNCIA DAS CORES TRANSLÚCIDAS SIMILAR AO ESMALTE DO DENTE.</li><li>* EXCELENTE MANIPULAÇÃO: NÃO GRUDA NA ESPÁTULA E POSSUI ÓTIMA CONSISTÊNCIA PARA ESCULPIR.</li><li>* FÁCIL IDENTIFICAÇÃO DE OPACIDADES PELO SISTEMA DE CORES DAS SERINGAS.</li></ul>
185	50	SER	<p>RESINA FILTEK Z350 XT A2E É UM RESTAURADOR UNIVERSAL DESENVOLVIDO PARA UTILIZAÇÃO EM RESTAURAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS EM <u>DENTES ANTERIORES</u> E POSTERIORES, DAS CLASSES I, II, III, IV E V. BEM COMO EM FECHAMENTO DE DIASTEMAS, CONFEÇÃO DE NÚCLEOS DE PREENCHIMENTO, ANCORAGEM DE DENTES COM MOBILIDADE (ESPLINTAGEM), RESTAURAÇÕES INLAYS, ONLAYS E FACETAS. SUA EXCLUSIVA TECNOLOGIA PROPORCIONA ALTA ESTÉTICA E MIMETIZA BEM COM O DENTE NATURAL.</p> <p>PARA UM BOM RESULTADO, UTILIZE UM BOM <u>FOTOPOLIMERIZADOR</u>.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>* FÁCIL MANUSEIO, SEM PERDER A ESTÉTICA.</li><li>* ESTÉTICA SURPREENDENTE, COM AMPLA VARIEDADE DE CORES EM 4 OPACIDADES. E DURADOURA, POIS MANTÉM O ASPECTO NATURAL DA RESTAURAÇÃO POR MAIS TEMPO.</li><li>* SUPERFÍCIE DA RESTAURAÇÃO MAIS LISA E BRILHANTE.</li><li>* EXCLUSIVA NANOTECNOLOGIA: 100% NANOPARTICULADA (ZIRCÔNIA E SÍLICA). ESTA COMPOSIÇÃO PERMITE UMA EXCELENTE RETENÇÃO DE POLIMENTO.</li><li>* MAIOR FLUORESCÊNCIA.</li><li>* ALTO DESEMPENHO, COM ELEVADAS PROPRIEDADES MECÂNICAS.</li><li>* APRESENTA RESISTÊNCIA DE UMA RESINA MICROHÍBRIDA COM O POLIMENTO SUPERIOR AO DE UMA RESINA MICROPARTICULADA.</li><li>* RADIOPAVIDADE INCLUSIVE NAS CORES TRANSLÚCIDAS.</li><li>* NATURALIDADE.</li><li>* OPALESCÊNCIA DAS CORES TRANSLÚCIDAS SIMILAR AO ESMALTE DO DENTE.</li><li>* EXCELENTE MANIPULAÇÃO: NÃO GRUDA NA ESPÁTULA E POSSUI ÓTIMA CONSISTÊNCIA PARA ESCULPIR.</li><li>* FÁCIL IDENTIFICAÇÃO DE OPACIDADES PELO SISTEMA DE CORES DAS SERINGAS.</li></ul>
186	50	SER	<p>RESINA FILTEK Z250 XT B1E É UM RESTAURADOR UNIVERSAL DESENVOLVIDO PARA UTILIZAÇÃO EM RESTAURAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS EM <u>DENTES ANTERIORES</u> E POSTERIORES, DAS CLASSES I, II, III, IV E V. BEM COMO EM FECHAMENTO DE DIASTEMAS,</p>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

## ESTADO DE MINAS GERAIS

			<p>CONFEÇÃO DE NÚCLEOS DE PREENCHIMENTO, ANCORAGEM DE DENTES COM MOBILIDADE (ESPLINTAGEM), RESTAURAÇÕES INLAYS, ONLAYS E FACETAS. SUA EXCLUSIVA TECNOLOGIA PROPORCIONA ALTA ESTÉTICA E MIMETIZA BEM COM O DENTE NATURAL.</p> <p>PARA UM BOM RESULTADO, UTILIZE UM BOM <u>FOTOPOLIMERIZADOR</u>.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>* FÁCIL MANUSEIO, SEM PERDER A ESTÉTICA.</li><li>* ESTÉTICA SURPREENDENTE, COM AMPLA VARIEDADE DE CORES EM 4 OPACIDADES. E DURADOURA, POIS MANTÉM O ASPECTO NATURAL DA RESTAURAÇÃO POR MAIS TEMPO.</li><li>* SUPERFÍCIE DA RESTAURAÇÃO MAIS LISA E BRILHANTE.</li><li>* EXCLUSIVA NANOTECNOLOGIA: 100% NANOPARTICULADA (ZIRCÔNIA E SÍLICA). ESTA COMPOSIÇÃO PERMITE UMA EXCELENTE RETENÇÃO DE POLIMENTO.</li><li>* MAIOR FLUORESCÊNCIA.</li><li>* ALTO DESEMPENHO, COM ELEVADAS PROPRIEDADES MECÂNICAS.</li><li>* APRESENTA RESISTÊNCIA DE UMA RESINA MICROHÍBRIDA COM O POLIMENTO SUPERIOR AO DE UMA RESINA MICROPARTICULADA.</li><li>* RADIOPACIDADE INCLUSIVE NAS CORES TRANSLÚCIDAS.</li><li>* NATURALIDADE.</li><li>* OPALESCÊNCIA DAS CORES TRANSLÚCIDAS SIMILAR AO ESMALTE DO DENTE.</li><li>* EXCELENTE MANIPULAÇÃO: NÃO GRUDA NA ESPÁTULA E POSSUI ÓTIMA CONSISTÊNCIA PARA ESCULPIR.</li><li>* FÁCIL IDENTIFICAÇÃO DE OPACIDADES PELO SISTEMA DE CORES DAS SERINGAS.</li></ul>
187	50	SER	<p>RESINA FILTEK Z 250 XT A1 É UMA RESINA MICROHÍBRIDA DE USO UNIVERSAL, INDICADA PARA DIVERSOS TIPOS DE TRATAMENTO, COMO: RESTAURAÇÕES INDIRETAS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES DAS CLASSES I, II, III, IV E V, INCLUINDO SUPERFÍCIES OCLUSAIS. E RESTAURAÇÕES INDIRETAS (INLAYS, ONLAYS E FACETAS), FECHAMENTO DE DIASTEMAS, CONFEÇÃO DE NÚCLEOS DE PREENCHIMENTO E ESPLINTAGEM DE DENTES COM MOBILIDADE.</p> <p>PARA UM BOM RESULTADO, UTILIZE UM BOM <u>FOTOPOLIMERIZADOR</u>.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>* PREENCHIMENTO: 2,5MM.</li><li>* COMPOSIÇÃO: BISGMA, TEGDMA, BISFENOL A POLIETILENO GLICOL DIÉTERDIMETACRILATO, UDMA, CERÂMICA SILANIZADA TRATADA E SÍLICA TRATADA DE SILANO.</li><li>* RESINA MICROHÍBRIDA COM NANOPARTÍCULAS.</li><li>* ÓTIMOS RESULTADOS ESTÉTICOS.</li><li>* EXCELENTE CONSISTÊNCIA: FACILIDADE DE ESCULPIR A RESTAURAÇÃO.</li><li>* EXCELENTE MANUSEIO: NÃO GRUDA NA ESPÁTULA.</li><li>* MENOR INCIDÊNCIA DE SENSIBILIDADE PÓS-OPERATÓRIA E MENOR INFILTRAÇÃO MARGINAL, DEVIDO À MENOR CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO.</li><li>* SISTEMA DE COR SIMPLIFICADO PARA FACILITAR O USO NO DIA A DIA;</li><li>* RADIOPACA.</li><li>* ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE.</li><li>* CARGA EM ZIRCÔNIA E SÍLICA QUE GARANTE ELEVADAS PROPRIEDADES MECÂNICAS.</li><li>* MAIOR FLUORESCÊNCIA.</li></ul>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

## ESTADO DE MINAS GERAIS

			<ul style="list-style-type: none"><li>* CONFIANÇA: MAIS DE 12 ANOS DE SUCESSO CLÍNICO.</li><li>* CONSERVAR EM LOCAL SECO E EM TEMPERATURA AMBIENTE.</li><li>* VALIDADE: 3 ANOS.</li></ul>
188	50	SER	<p>RESINA FILTEK Z 250 XT A2 É UMA RESINA MICROHÍBRIDA DE USO UNIVERSAL, INDICADA PARA DIVERSOS TIPOS DE TRATAMENTO, COMO: RESTAURAÇÕES INDIRETAS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES DAS CLASSES I, II, III, IV E V, INCLUINDO SUPERFÍCIES OCLUSAIS. E RESTAURAÇÕES INDIRETAS (INLAYS, ONLAYS E FACETAS), FECHAMENTO DE DIASTEMAS, CONFEÇÃO DE NÚCLEOS DE PREENCHIMENTO E ESPLINTAGEM DE DENTES COM MOBILIDADE.</p> <p>PARA UM BOM RESULTADO, UTILIZE UM BOM <u>FOTOPOLIMERIZADOR</u>.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>* PREENCHIMENTO: 2,5MM.</li><li>* COMPOSIÇÃO: BISGMA, TEGDMA, BISFENOL A POLIETILENO GLICOL DIÉTERDIMETACRILATO, UDMA, CERÂMICA SILANIZADA TRATADA E SÍLICA TRATADA DE SILANO.</li><li>* RESINA MICROHÍBRIDA COM NANOPARTÍCULAS.</li><li>* ÓTIMOS RESULTADOS ESTÉTICOS.</li><li>* EXCELENTE CONSISTÊNCIA: FACILIDADE DE ESCULPIR A RESTAURAÇÃO.</li><li>* EXCELENTE MANUSEIO: NÃO GRUDA NA ESPÁTULA.</li><li>* MENOR INCIDÊNCIA DE SENSIBILIDADE PÓS-OPERATÓRIA E MENOR INFILTRAÇÃO MARGINAL, DEVIDO À MENOR CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO.</li><li>* SISTEMA DE COR SIMPLIFICADO PARA FACILITAR O USO NO DIA A DIA;</li><li>* RADIOPACA.</li><li>* ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE.</li><li>* CARGA EM ZIRCÔNIA E SÍLICA QUE GARANTE ELEVADAS PROPRIEDADES MECÂNICAS.</li><li>* MAIOR FLUORESCÊNCIA.</li><li>* CONFIANÇA: MAIS DE 12 ANOS DE SUCESSO CLÍNICO.</li><li>* CONSERVAR EM LOCAL SECO E EM TEMPERATURA AMBIENTE.</li><li>* VALIDADE: 3 ANOS.</li></ul>
189	50	SER	<p>RESINA FILTEK Z 250 XT A3 É UMA RESINA MICROHÍBRIDA DE USO UNIVERSAL, INDICADA PARA DIVERSOS TIPOS DE TRATAMENTO, COMO: RESTAURAÇÕES INDIRETAS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES DAS CLASSES I, II, III, IV E V, INCLUINDO SUPERFÍCIES OCLUSAIS. E RESTAURAÇÕES INDIRETAS (INLAYS, ONLAYS E FACETAS), FECHAMENTO DE DIASTEMAS, CONFEÇÃO DE NÚCLEOS DE PREENCHIMENTO E ESPLINTAGEM DE DENTES COM MOBILIDADE.</p> <p>PARA UM BOM RESULTADO, UTILIZE UM BOM <u>FOTOPOLIMERIZADOR</u>.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>* PREENCHIMENTO: 2,5MM.</li><li>* COMPOSIÇÃO: BISGMA, TEGDMA, BISFENOL A POLIETILENO GLICOL DIÉTERDIMETACRILATO, UDMA, CERÂMICA SILANIZADA TRATADA E SÍLICA TRATADA DE SILANO.</li><li>* RESINA MICROHÍBRIDA COM NANOPARTÍCULAS.</li><li>* ÓTIMOS RESULTADOS ESTÉTICOS.</li><li>* EXCELENTE CONSISTÊNCIA: FACILIDADE DE ESCULPIR A RESTAURAÇÃO.</li></ul>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

## ESTADO DE MINAS GERAIS

			<ul style="list-style-type: none"><li>* EXCELENTE MANUSEIO: NÃO GRUDA NA ESPÁTULA.</li><li>* MENOR INCIDÊNCIA DE SENSIBILIDADE PÓS-OPERATÓRIA E MENOR INFILTRAÇÃO MARGINAL, DEVIDO À MENOR CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO.</li><li>* SISTEMA DE COR SIMPLIFICADO PARA FACILITAR O USO NO DIA A DIA;</li><li>* RADIOPACA.</li><li>* ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE.</li><li>* CARGA EM ZIRCÔNIA E SÍLICA QUE GARANTE ELEVADAS PROPRIEDADES MECÂNICAS.</li><li>* MAIOR FLUORESCÊNCIA.</li><li>* CONFIANÇA: MAIS DE 12 ANOS DE SUCESSO CLÍNICO.</li><li>* CONSERVAR EM LOCAL SECO E EM TEMPERATURA AMBIENTE.</li><li>* VALIDADE: 3 ANOS.</li></ul>
190	50	SER	<p>RESINA FILTEK Z 250 XT A 3,5 É UMA RESINA MICROHÍBRIDA DE USO UNIVERSAL, INDICADA PARA DIVERSOS TIPOS DE TRATAMENTO, COMO: RESTAURAÇÕES INDIRETAS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES DAS CLASSES I, II, III, IV E V, INCLUINDO SUPERFÍCIES OCLUSAIS. E RESTAURAÇÕES INDIRETAS (INLAYS, ONLAYS E FACETAS), FECHAMENTO DE DIASTEMAS, CONFEÇÃO DE NÚCLEOS DE PREENCHIMENTO E ESPLINTAGEM DE DENTES COM MOBILIDADE.</p> <p>PARA UM BOM RESULTADO, UTILIZE UM BOM <u>FOTOPOLIMERIZADOR</u>.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>* PREENCHIMENTO: 2,5MM.</li><li>* COMPOSIÇÃO: BISGMA, TEGDMA, BISFENOL A POLIETILENO GLICOL DIÉTERDIMETACRILATO, UDMA, CERÂMICA SILANIZADA TRATADA E SÍLICA TRATADA DE SILANO.</li><li>* RESINA MICROHÍBRIDA COM NANOPARTÍCULAS.</li><li>* ÓTIMOS RESULTADOS ESTÉTICOS.</li><li>* EXCELENTE CONSISTÊNCIA: FACILIDADE DE ESCULPIR A RESTAURAÇÃO.</li><li>* EXCELENTE MANUSEIO: NÃO GRUDA NA ESPÁTULA.</li><li>* MENOR INCIDÊNCIA DE SENSIBILIDADE PÓS-OPERATÓRIA E MENOR INFILTRAÇÃO MARGINAL, DEVIDO À MENOR CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO.</li><li>* SISTEMA DE COR SIMPLIFICADO PARA FACILITAR O USO NO DIA A DIA;</li><li>* RADIOPACA.</li><li>* ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE.</li><li>* CARGA EM ZIRCÔNIA E SÍLICA QUE GARANTE ELEVADAS PROPRIEDADES MECÂNICAS.</li><li>* MAIOR FLUORESCÊNCIA.</li><li>* CONFIANÇA: MAIS DE 12 ANOS DE SUCESSO CLÍNICO.</li><li>* CONSERVAR EM LOCAL SECO E EM TEMPERATURA AMBIENTE.</li><li>* VALIDADE: 3 ANOS.</li></ul>
191	50	SER	<p>RESINA FILTEK Z 250 XT B2 É UMA RESINA MICROHÍBRIDA DE USO UNIVERSAL, INDICADA PARA DIVERSOS TIPOS DE TRATAMENTO, COMO: RESTAURAÇÕES INDIRETAS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES DAS CLASSES I, II, III, IV E V, INCLUINDO SUPERFÍCIES OCLUSAIS. E RESTAURAÇÕES INDIRETAS (INLAYS, ONLAYS E FACETAS), FECHAMENTO DE DIASTEMAS, CONFEÇÃO DE NÚCLEOS DE PREENCHIMENTO E</p>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

## ESTADO DE MINAS GERAIS

			<p>ESPLINTAGEM DE DENTES COM MOBILIDADE.</p> <p>PARA UM BOM RESULTADO, UTILIZE UM BOM <u>FOTOPOLIMERIZADOR</u>.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>* PREENCHIMENTO: 2,5MM.</li><li>* COMPOSIÇÃO: BISGMA, TEGDMA, BISFENOL A POLIETILENO GLICOL DIÉTERDIMETACRILATO, UDMA, CERÂMICA SILANIZADA TRATADA E SÍLICA TRATADA DE SILANO.</li><li>* RESINA MICROHÍBRIDA COM NANOPARTÍCULAS.</li><li>* ÓTIMOS RESULTADOS ESTÉTICOS.</li><li>* EXCELENTE CONSISTÊNCIA: FACILIDADE DE ESCULPIR A RESTAURAÇÃO.</li><li>* EXCELENTE MANUSEIO: NÃO GRUDA NA ESPÁTULA.</li><li>* MENOR INCIDÊNCIA DE SENSIBILIDADE PÓS-OPERATÓRIA E MENOR INFILTRAÇÃO MARGINAL, DEVIDO À MENOR CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO.</li><li>* SISTEMA DE COR SIMPLIFICADO PARA FACILITAR O USO NO DIA A DIA;</li><li>* RADIOPACA.</li><li>* ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE.</li><li>* CARGA EM ZIRCÔNIA E SÍLICA QUE GARANTE ELEVADAS PROPRIEDADES MECÂNICAS.</li><li>* MAIOR FLUORESCÊNCIA.</li><li>* CONFIANÇA: MAIS DE 12 ANOS DE SUCESSO CLÍNICO.</li><li>* CONSERVAR EM LOCAL SECO E EM TEMPERATURA AMBIENTE.</li><li>* VALIDADE: 3 ANOS.</li></ul>
192	50	SER	<p>RESINA FILTEK Z 250 XT B3 É UMA RESINA MICROHÍBRIDA DE USO UNIVERSAL, INDICADA PARA DIVERSOS TIPOS DE TRATAMENTO, COMO: RESTAURAÇÕES INDIRETAS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES DAS CLASSES I, II, III, IV E V, INCLUINDO SUPERFÍCIES OCLUSAIS. E RESTAURAÇÕES INDIRETAS (INLAYS, ONLAYS E FACETAS), FECHAMENTO DE DIASTEMAS, CONFEÇÃO DE NÚCLEOS DE PREENCHIMENTO E ESPLINTAGEM DE DENTES COM MOBILIDADE.</p> <p>PARA UM BOM RESULTADO, UTILIZE UM BOM <u>FOTOPOLIMERIZADOR</u>.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>* PREENCHIMENTO: 2,5MM.</li><li>* COMPOSIÇÃO: BISGMA, TEGDMA, BISFENOL A POLIETILENO GLICOL DIÉTERDIMETACRILATO, UDMA, CERÂMICA SILANIZADA TRATADA E SÍLICA TRATADA DE SILANO.</li><li>* RESINA MICROHÍBRIDA COM NANOPARTÍCULAS.</li><li>* ÓTIMOS RESULTADOS ESTÉTICOS.</li><li>* EXCELENTE CONSISTÊNCIA: FACILIDADE DE ESCULPIR A RESTAURAÇÃO.</li><li>* EXCELENTE MANUSEIO: NÃO GRUDA NA ESPÁTULA.</li><li>* MENOR INCIDÊNCIA DE SENSIBILIDADE PÓS-OPERATÓRIA E MENOR INFILTRAÇÃO MARGINAL, DEVIDO À MENOR CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO.</li><li>* SISTEMA DE COR SIMPLIFICADO PARA FACILITAR O USO NO DIA A DIA;</li><li>* RADIOPACA.</li><li>* ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE.</li><li>* CARGA EM ZIRCÔNIA E SÍLICA QUE GARANTE ELEVADAS PROPRIEDADES MECÂNICAS.</li></ul>





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

## ESTADO DE MINAS GERAIS

			<ul style="list-style-type: none"><li>* MAIOR FLUORESCÊNCIA.</li><li>* CONFIANÇA: MAIS DE 12 ANOS DE SUCESSO CLÍNICO.</li><li>* CONSERVAR EM LOCAL SECO E EM TEMPERATURA AMBIENTE.</li><li>* VALIDADE: 3 ANOS.</li></ul>
193	50	SER	<p>RESINA FILTEK Z 250 XT OA2 É UMA RESINA MICROHÍBRIDA DE USO UNIVERSAL, INDICADA PARA DIVERSOS TIPOS DE TRATAMENTO, COMO: RESTAURAÇÕES INDIRETAS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES DAS CLASSES I, II, III, IV E V, INCLUINDO SUPERFÍCIES OCLUSAIS. E RESTAURAÇÕES INDIRETAS (INLAYS, ONLAYS E FACETAS), FECHAMENTO DE DIASTEMAS, CONFEÇÃO DE NÚCLEOS DE PREENCHIMENTO E ESPLINTAGEM DE DENTES COM MOBILIDADE.</p> <p>PARA UM BOM RESULTADO, UTILIZE UM BOM <u>FOTOPOLIMERIZADOR</u>.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>* PREENCHIMENTO: 2,5MM.</li><li>* COMPOSIÇÃO: BISGMA, TEGDMA, BISFENOL A POLIETILENO GLICOL DIÉTERDIMETACRILATO, UDMA, CERÂMICA SILANIZADA TRATADA E SÍLICA TRATADA DE SILANO.</li><li>* RESINA MICROHÍBRIDA COM NANOPARTÍCULAS.</li><li>* ÓTIMOS RESULTADOS ESTÉTICOS.</li><li>* EXCELENTE CONSISTÊNCIA: FACILIDADE DE ESCULPIR A RESTAURAÇÃO.</li><li>* EXCELENTE MANUSEIO: NÃO GRUDA NA ESPÁTULA.</li><li>* MENOR INCIDÊNCIA DE SENSIBILIDADE PÓS-OPERATÓRIA E MENOR INFILTRAÇÃO MARGINAL, DEVIDO À MENOR CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO.</li><li>* SISTEMA DE COR SIMPLIFICADO PARA FACILITAR O USO NO DIA A DIA;</li><li>* RADIOPACA.</li><li>* ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE.</li><li>* CARGA EM ZIRCÔNIA E SÍLICA QUE GARANTE ELEVADAS PROPRIEDADES MECÂNICAS.</li><li>* MAIOR FLUORESCÊNCIA.</li><li>* CONFIANÇA: MAIS DE 12 ANOS DE SUCESSO CLÍNICO.</li><li>* CONSERVAR EM LOCAL SECO E EM TEMPERATURA AMBIENTE.</li><li>* VALIDADE: 3 ANOS.</li></ul>
194	4000	KIT	SACOLA EM PVC MALEÁVEL E TRANSPARENTE COM BOTÃO DE PRESSÃO MEDINDO 10X20CM, COM PASTA DENTAL 70 GRS, ESCOVA DENTAL ADULTO, FIO DENTAL 25 M. PERSONALIZADO
195	1500	KIT	SACOLA EM PVC MALEÁVEL E TRANSPARENTE COM BOTÃO DE PRESSÃO, COM PASTA DENTAL 70 GRS, ESCOVA DENTAL INFANTIL, FIO DENTAL 25 M E UMA REVISTA COLORIDA EDUCATIVA. PERSONALIZADO
196	500	FR	REVELADOR AGENTE QUÍMICO À BASE DE HIDROQUINONA, SEM A NECESSIDADE DE DILUIÇÃO. EMBALAGEM DE 500ML
197	100	UN	ROLO PARA ESTERILIZAÇÃO 20 CM X 100M, ISENTO DE ALVEJANTE, ATÓXICO, LEVEMENTE ESVERDEADA, TRÊS FECHAMENTOS LATERAIS COM CANAIS IMPERMEÁVEIS E UNIFORMES PARA MAIOR PROTEÇÃO ANTIMICROBIANA. NÃO LIBERA FIBRAS DE PAPEL OU LACERAÇÃO DO FILME NA ABERTURA APÓS A ESTERILIZAÇÃO. INDICADO PARA



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

## ESTADO DE MINAS GERAIS

			ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVES.
198	50	UN	ROLO PARA ESTERILIZAÇÃO 5 CM X100M, ISENTO DE ALVEJANTE, ATÓXICO, LEVEMENTE ESVERDEADA, TRÊS FECHAMENTOS LATERAIS COM CANAIS IMPERMEÁVEIS E UNIFORMES PARA MAIOR PROTEÇÃO ANTIMICROBIANA. NÃO LIBERA FIBRAS DE PAPEL OU LACERAÇÃO DO FILME NA ABERTURA APÓS A ESTERILIZAÇÃO. INDICADO PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVES
199	100	UN	ROLO PARA ESTERILIZAÇÃO 30 CM X100 M, ISENTO DE ALVEJANTE, ATÓXICO, LEVEMENTE ESVERDEADA, TRÊS FECHAMENTOS LATERAIS COM CANAIS IMPERMEÁVEIS E UNIFORMES PARA MAIOR PROTEÇÃO ANTIMICROBIANA. NÃO LIBERA FIBRAS DE PAPEL OU LACERAÇÃO DO FILME NA ABERTURA APÓS A ESTERILIZAÇÃO. INDICADO PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVES
200	300	UN	SABONETE LÍQUIDO 5 LITROS
201	1000	PCT	SACOS PLÁSTICOS PARA CHUP-CHUP -100 UNIDADES
202	100	SER	<p>SELANTE INDICADO DE FISSURAS DA FACE DE DENTES POSTERIORES QUE APRESENTAM ANATOMIA COMPLEXA, EM PACIENTES COM ALTA ATIVIDADE CARIOGÊNICA E EM DENTES RECÉM ERUPCIONADOS.</p> <p>* FLUROSHIELD, ALÉM DA BARREIRA MECÂNICA FORMADA PELA RESINA, TAMBÉM LIBERA FLÚOR PARA AS ESTRUTURAS DENTÁRIAS, REDUZINDO OS ÍNDICES DE DESMINERALIZAÇÃO DO ESMALTE DENTAL.</p> <p>* O PROCEDIMENTO DE SELAMENTO DAS FÓSSULAS E FISSURAS SEMPRE FOI RECONHECIDO COMO EFICAZ NA PREVENÇÃO DA CÁRIE NA FACE OCLUSAL DOS DENTES.</p> <p>* PERMITE APLICAÇÕES FÁCEIS, MAIS PRECISAS E RÁPIDAS, MINIMIZANDO A NECESSIDADE DE AJUSTES NA OCLUSÃO APÓS A APLICAÇÃO.</p> <p>* MAIOR DURABILIDADE, POSSIBILITANDO O USO NAS TÉCNICAS TRADICIONAIS E NA TÉCNICA INVASIVA.</p> <p>* LIBERA FLÚOR. POSSUI 50% EM PESO DE CARGAS INORGÂNICAS.</p> <p>* VALIDADE: 18 MESES.</p> <p>* MODO DE USAR:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- LIMPAR A SUPERFÍCIE OCLUSAL, INCLUINDO AS FÓSSULAS E FISSURAS UTILIZANDO TAÇA DE BORRACHA E PEDRA POMES, LAVAR E SECAR.</li><li>- ISOLAR TODO O QUADRANTE A SER SELADO COM DIQUE DE BORRACHA OU OUTRO MÉTODO ADEQUADO DE ISOLAMENTO.</li><li>- APLICAR O CONDICIONADOR DENTAL GEL SOBRE TODA A FACE OCLUSAL E DEIXAR ATUAR POR 30 A 60 SEGUNDOS. NOS DENTES DECIDUOS ESTE TEMPO PODERÁ SER AUMENTADO EM ATÉ 90 SEGUNDOS.</li><li>- REMOVER O CONDICIONADOR DENTAL GEL COM O AUXÍLIO DE UM SUGADOR DE SALIVA DE ALTA POTÊNCIA E UM VIGOROSO SPRAY DE ÁGUA / AR POR NO MÍNIMO 15 SEGUNDOS E SECAR COM AR.</li><li>- O ESMALTE CORRETAMENTE CONDICIONADO DEVERÁ TER UM ASPECTO FOSCO E ESBRANQUIÇADO. SE ALGUMA ÁREA NÃO SE APRESENTAR COM ESTE ASPECTO, RECONDICIONAR POR MAIS 15 A 20 SEGUNDOS. OBS.: SE NÃO ESTIVER USANDO ISOLAMENTO ABSOLUTO, ISOLAR NOVAMENTE TODO O QUADRANTE. UM CAMPO SECO É</li></ul>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

## ESTADO DE MINAS GERAIS

			<p>ESSENCIAL PARA O SUCESSO DA APLICAÇÃO DO SELANTE. EVITAR QUE LINGUA, TECIDOS MOLES, SALIVA OU SANGUE ENTRE EM CONTATO COM AS SUPERFÍCIES CONDICIONADAS. OCORRENDO CONTAMINAÇÃO DAS SUPERFÍCIES, RECONDICIONAR POR MAIS 10 SEGUNDOS.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- FIXAR A PONTA APLICADORA CUIDADOSAMENTE AO CORPO DA SERINGA, TESTAR O FLUXO DO MATERIAL LONGE DO CAMPO OPERATÓRIO.</li><li>- DISPENSAR O SELANTE DIRETAMENTE SOBRE A SUPERFÍCIE OCLUSAL A SER SELADA E COM O AUXÍLIO DE UM PINCEL, ESTENDER O SELANTE ATÉ O MEIO DOS PLANOS INCLINADOS DAS CÚSPIDES, EVITANDO-SE ÁREAS DE INTERFERÊNCIA OCLUSAL.</li><li>- FOTOPOLIMERIZAR CADA SUPERFÍCIE SELADA POR 20 SEGUNDOS.</li></ul> <p>EMBALAGEM COM 2G. ESCOLHA A COR.</p>
203	10	UN	<p>SERRA MICRO CUT MANUAL, INDICADO PARA MOVIMENTAR A SERRA LONGITUDINALMENTE DENTRO DO ESPAÇO INTERPROXIMAL, APLICANDO FORÇA CONTRA EXCESSO A SER ELIMINADO. AÇO INOXIDÁVEL, O PRODUTO PODE SER ESTERILIZADO EM QUALQUER MEIO. PARA AUTOCLAVE, UTILIZAR 126º. 147º PA 16 MINUTOS. EMBALAGEM COM 1 UNIDADE, COM 6MMX150MM.</p>
204	1000	PCT	<p>SUGADOR DESCARTÁVEL RÍGIDO TRANSPARENTE E ATÓXICO, ARAME COM AÇO ESPECIAL PARA FIXAÇÃO IMEDIATA NA POSIÇÃO DESEJADA, MACIO, COLORIDO E AROMATIZADO ARTIFICIALMENTE DE TUTTI-FRUTTI, PACOTE COM 40 UNIDADES.</p>
205	300	PCT	<p>SUGADOR DESCARTÁVEL ENDODÔNTICO, TUBO CONFECCIONADO EM PVC, TRANSPARENTE E ATÓXICO. ARAME EM AÇO ESPECIAL, DESENVOLVIDO PARA FIXAÇÃO IMEDIATA NA POSIÇÃO DESEJADA PELO PROFISSIONAL. PONTEIRA CONFECCIONADA EM PVC MACIO, ATÓXICO, COLORIDO, VAZADA E AROMATIZADA ARTIFICIALMENTE. UTILIZADO EM TRATAMENTOS ENDODÔNTICOS PARA A REMOÇÃO DE SALIVAS E OUTROS LÍQUIDOS DE DENTRO DA CAVIDADE BUCAL DO PACIENTE.</p>
206	300	CX	<p>SUGADOR DESCARTÁVEL CIRÚRGICO ESTÉRIL. UTILIZADO EM CIRURGIAS INTRA-ORAIS PARA SUCÇÃO DE SANGUE E DEMAIS FLUIDOS. POSSUI TRÊS DIÂMETROS DE PONTAS, QUE PERMITEM SUGAR EM VÁRIAS SITUAÇÕES CIRÚRGICAS.</p> <p>SUGADOR EMBALADO INDIVIDUALMENTE, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL E ATÓXICO.</p> <p>TUBO COM EXCLUSIVA CURVATURA CONFECCIONADO EM PVC RÍGIDO. DIÂMETRO DO TUBO: 5MM. PONTEIRAS E PORTA-FILTRO CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE. DIÂMETRO DAS PONTEIRAS: 2,5MM E 3,0MM.</p>
207	200	UN	<p>TIRA DE LIXA DE AÇO PARA AMÁLGAMA GRÃOS FIXADOS GALVÂNICAMENTE AO AÇO INOX. * ANTES DO USO DEVE-SE CORTAR O TAMANHO DESEJADO. * ESPESSURA 0,15. EMBALAGEM COM 12 UNIDADES DE 4MM</p>
208	200	UN	<p>TIRA DE LIXA DE AÇO PARA AMÁLGAMA GRÃOS FIXADOS GALVÂNICAMENTE AO AÇO INOX. * ANTES DO USO DEVE-SE CORTAR O TAMANHO DESEJADO. * ESPESSURA 0,15. EMBALAGEM COM 12</p>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

## ESTADO DE MINAS GERAIS

			UNIDADES DE 6MM
209	200	UN	TIRA DE LIXA PARA POLIMENTO DE RESINA
210	100	UN	TIRA DE LIXA DIAMANTADA MICRO CUT, INDICADO PARA REMOÇÃO DE EXCESSO E ACABAMENTO INTERPROXIMAL DE COMPÓSITO, CIMENTO RESINOSO E ADESIVO, SEM DANIFICAR O PONTO DE CONTATO. AÇO INOXIDÁVEL, DIAMANTE NATURAL ESPESSURA DE 0,1MM TAMANHO A LIXA 36X6 MM, EMBALAGEM COM 5 UNIDADES.
211	200	UN	TIRA MATRIZ DE AÇO 0,5MM X 5 X 50CM
212	200	UN	TIRA DE POLIÉSTER INDICADO PARA ACABAMENTO E POLIMENTO EM SUPERFÍCIES PROXIMAIS DE RESTAURAÇÕES REALIZADAS COM RESINA COMPOSTA E IONÔMERO DE VIDRO. TAMANHO DAS TIRAS: 4MM DE LARGURA E 170 MM DE COMPRIMENTO; ABRASIVO DE GRANULAÇÃO GROSSA (CINZA) E MÉDIA (BRANCA); CADA TIRA POSSUI UM CENTRO NEUTRO (SEM ABRASIVO) PARA A FACILITAR A INTRODUÇÃO NAS SUPERFÍCIES INTERPROXIMAIS DOS DENTES; REGISTRO NA ANVISA: 80284939078. EMBALAGEM DE 150 UNIDADES 4MMX170MM
213	50	FR	TESTE DE VITALIDADE, SPRAY REFRIGERANTE TEMPERATURA -50°C PARA CONGELAMENTO DE PELLETS E ROLOS DE ALGODÃO PARA ESFRIAR MATERIAIS DE IMPRESSÃO COM TUBO DE APLICAÇÃO PARA MAIOR PRECISÃO INODORO E ATÓXICO SEM CFC. TESTE DE VITALIDADE PULPAR.
214	1000	CX	TESTE BOWIE DICK PACOTE PRONTO USO, CONSTITUÍDO DE FOLHA TESTE IMPREGNADA COM REAGENTE QUÍMICO, ATÓXICO, ISENTO E CHUMBO OU QUALQUER METAL PESADO E SISTEMA REPRESENTANDO UMA BARREIRA DE 7KG. COMPOSTA POR APROXIMADAMENTE 390 FOLHAS DE PAPEL E PESO DE 320 GRAMAS. INOVADORA TECNOLOGIA BROWNETST (TME, STEAM E TEMPERATURE) QUE MONITORA COM EXATIDÃO TODOS OS PARÂMETROS CRÍTICOS DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO: TEMPO, VAPOR E TEMPERATURA. TESTE DIÁRIO PARA AUTOCLAVE A VAPOR, DOTADAS DE BOMBA DE VÁCUO PARA AVALIAR A EFETIVA EXTRAÇÃO DE AR E RÁPIDA PENETRAÇÃO E VAPOR. DEVE DETECTAR FALHAS COMO: BOLHA DE AR, VAZAMENTO DE AR, GASES NÃO CONDENSÁVEIS, VAPOR SUPERSATURADO, SUPERAQUECIDO E DIFERENÇA DE TEMPERATURA. LEITURA E RESULTADOS POR MEIO DE MUDANÇA DE COLORAÇÃO DE AMARELO PARA AZUL/PÚRPURA. O TESTE ACOMPANHA GUIA DE INTERPRETAÇÃO DE RESULTADOS. TESTE BOWIE & DICK 20 UNIDADES/CAIXA.
215	2000	UN	TOALHA DE BOCA EM ALGODÃO
216	50	FR	VASELINA SÓLIDA 90 GRAMAS, AUXILIA NO TRATAMENTO DE RACHADURAS DA PELE, COMO UMECTANTE, POSSUI EFEITO EMOLIENTE E MELHORA A ELASTICIDADE
217	50	FR	VASELINA LÍQUIDA 500 ML
218	50	VD	VERNIZ COM FLUORETO DE SÓDIO E CÁLCIO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

## ESTADO DE MINAS GERAIS

219	50	VD	VERNIZ FORRADOR DE CAVIDADES COM LÍQUIDO CLARO OU LIGEIRAMENTE AMARELADO, VOLÁTIL COM FORTE ODOR CARACTERÍSTICO. COMPOSTO POR NITROCELULOSE 8G% E EXCIPIENTES ACETATO DE ETILA E ÁLCOOL ETÍLICO. SECAGEM RÁPIDA, UTILIZADO PARA FORRAÇÃO DE CAVIDADES E PROTEÇÃO DAS RESTAURAÇÕES A SILICATO.
220	400	PC	WRAP PARA ESTERILIZAÇÃO 75X 75 CM, 50 UNIDADES.
221	400	PC	WRAP PARA ESTERILIZAÇÃO 30X30 CM, 50 UNIDADES
222	400	PC	WRAP PARA ESTERILIZAÇÃO 40X40 CM, 50 UNIDADES.
223	30	UN	AFASTADOR MINESOTA
224	10	UN	ABRIDOR TESOURA MOLT ADULTO
225	10	UN	ABRIDOR TESOURA MOLT INFANTIL
226	20	UN	ALAVANCA SELDIN RETA Nº 2
227	20	UN	ALAVANCA SELDIN 1R
228	20	UN	ALAVANCA SELDIN 1L
229	20	UN	ALAVANCA HEIDBRINK Nº1
230	20	UN	ALAVANCA APICAL ANODIZADO Nº304
231	20	UN	ALAVANCA APICAL ANODIZADO Nº 301
232	5	UN	ALICATE PERFURADOR PARA ISOLAMENTO, INDICADO PARA PERFURAR LENÇOL DE BORRACHA, PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO
233	10	UN	ARCO DE YOUNG METÁLICO. ARCO EM FORMA DE U, EM METAL. UTILIZADO PARA FIXAÇÃO DE LENÇÓIS DE BORRACHA NO ISOLAMENTO ABSOLUTO. ADULTO
234	10	UN	ARCO DE YOUNG METÁLICO. ARCO EM FORMA DE U, EM METAL. UTILIZADO PARA FIXAÇÃO DE LENÇÓIS DE BORRACHA NO ISOLAMENTO ABSOLUTO. INFANTIL
235	10	UN	APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR É UM EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO FABRICADO COM TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA OFERECER UMA LENTE MAIOR PARA ATUAR COMO FONTE DE ILUMINAÇÃO PARA A POLIMERIZAÇÃO DE MATERIAIS DE RESTAURAÇÃO DENTÁRIA FOTOATIVADOS E ADESIVOS. CONFECCIONADO COM ALUMÍNIO AEROESPACIAL, ELE CONTA COM MAIOR DURABILIDADE E DISSIPAÇÃO DE CALOR PARA ATUAR NA POLIMERIZAÇÃO DE TODOS OS MATERIAIS ODONTOLÓGICOS FOTOPOLIMERIZÁVEIS. ALÉM DE SER UM EQUIPAMENTO SEM FIO, É LEVE, ERGONÔMICO E CONTA COM BOTÃO EXTRA COM FUNÇÃO DE LIGAR/DESLIGAR PARA OFERECER COMODIDADE E UM ÓTIMO MANUSEIO AO PROFISSIONAL DURANTE OS PROCEDIMENTOS. TENHA 3 MODOS DE POLIMERIZAÇÃO PARA MAIOR VERSATILIDADE DO EQUIPAMENTO, SENDO: STANDARD, HIGH POWER E XTRA POWER. * TECNOLOGIA POLYWAVE COM LEDS DE ALTA INTENSIDADE E AMPLO ESPECTRO. * LENTE COM ÁREA ATIVA DE 107MM <sup>2</sup> .





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

## ESTADO DE MINAS GERAIS

			<ul style="list-style-type: none"><li>* PROPORCIONA UMA POLIMERIZAÇÃO COMPLETA E UNIFORME.</li><li>* MODO STANDARD: 1000 MW/CM<sup>2</sup>, OPÇÕES DE TEMPO DE 5, 10, 15 E 20 SEGUNDOS.</li><li>* MODO HIGH POWER: 1600 MW/CM<sup>2</sup>, OPÇÕES DE TEMPO DE 1, 2, 3 E 4 SEGUNDOS.</li><li>* MODO XTRA POWER: 3200 MW/CM<sup>2</sup>, OPÇÃO DE TEMPO DE APENAS 3 SEGUNDOS.</li><li>* DESIGN ERGONÔMICO, DURÁVEL E FINO.</li><li>* CORPO ÚNICO FEITO DE ALUMÍNIO AEROESPACIAL.</li><li>* SELAMENTO DE TEFLON PARA FACILIDADE DE LIMPEZA.</li><li>* LUZ DE ALTA INTENSIDADE ENTRE 395 E 480NM.</li><li>* PESO APROXIMADO COM BATERIAS: 6 OZ. (190 GRAMAS).</li><li>* DIMENSÕES APROXIMADAS: 203 X 32,5 X 27 MM.</li><li>* GARANTIA DO EQUIPAMENTO: 5 ANOS PELO FABRICANTE.</li><li>* REGISTRO ANVISA: 80279910052.</li></ul>
236	10	UN	<p>APARELHO CONJUGADO DE ULTRASSOM COM JATO DE BICARBONATO EQUIPAMENTO PARA PROFILAXIA COM ULTRASSOM E JATO DE BICARBONATO, MONTADO EM CONJUNTO COMPOSTO DE CORPO E TAMPA CONFECCIONADO SEM POLIESTIRENO E PAINEL PRINCIPAL EM POLICARBONATO. POTENCIÔMETRO DE AJUSTE FINO PARA REGULAGEM EXATA DA POTÊNCIA ULTRASSÔNICA. CAPA DO TRANSDUTOR, PONTA JATO DE BICARBONATO E INSERTOS AUTOCLAVÁVEIS. SISTEMA ELETRO PNEUMÁTICO SINCRONIZADO, COM VÁLVULAS QUE PROPORCIONAM CORTES E ASPIRAÇÕES DA ÁGUA INSTANTANEAMENTE, EVITANDO ASSIM O CONTATO DA ÁGUA COM O BICARBONATO NA PONTA DA PEÇA DE MÃO. SISTEMA DE INTERRUPTÃO DO JATO DE BICARBONATO COM UM MÓDULO DE ANTIAGLUTINAÇÃO QUE EVITA O ENTUPIMENTO NAS VÁLVULAS. DESPRESSURIZAÇÃO INTERNA ATRAVÉS DE VARREDURA AUTOMÁTICA DO BICARBONATO, DAS VÁLVULAS ATÉ A PEÇA DE MÃO. FILTRO DE AR COM DRENAGEM AUTOMÁTICA. RECIPIENTE PARA BICARBONATO DE FÁCIL LIMPEZA, COM ACESSO LATERAL QUE PERMITE A SUA REMOÇÃO SEM A NECESSIDADE DE VIRAR TODO O EQUIPAMENTO PARA RETIRADA DAS SOBRAS DO PÓ DE BICARBONATO. REGISTROS DE ÁGUA E AR COM AJUSTES DE SENSIBILIDADE QUE POSSIBILITAM ADEQUAR À NECESSIDADE DE CADA OPERAÇÃO. TECLA SELETORA PARA FUNÇÃO DE ULTRASSOM – JATO DE BICARBONATO. TRANSFORMADOR BLINDADO PARA EVITAR PENETRAÇÃO DE BICARBONATO. APLICAÇÕES FUNCIONAIS: ENDODONTIA, PERIODONTIA, DENTÍSTICA E PRÓTESE. INSERTO UNIVERSAL PARA REMOÇÃO DE CÁLCULO SUPRAGENGIVAL E SUBGENGIVAL. GARANTIA DE NO MÍNIMO UM ANO.</p> <p>APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E CONTROLE - BPF. AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA DO FABRICANTE E REGISTRO DO PRODUTO NO MS OU ANVISA.-</p>
237	2	UN	<p>APARELHO DE RX PERIAPICAL, COM MOVIMENTAÇÃO SUAVE E PRECISA, ESTÁVEL E DE FÁCIL MANUSEIO. TECNOLOGIA GREEN: 95% MENOS CHUMBO. MATERIAL EXTREMAMENTE LEVE COM ALTO GRAU DE ISOLAÇÃO DA RADIAÇÃO, CONTROLE REMOTO DIGITAL, ERGONÔMICO E COM CABO REMOVÍVEL DE 5 M. PERMITE O CONTROLE DE TODAS AS FUNÇÕES DO APARELHO. 21 INTERVALOS DE TEMPO E EXPOSIÇÃO PADRONIZADOS, PERMITE EXPOSIÇÃO CENTESIMAIS A PARTIR DE 0,06 SEGUNDOS. CABEÇOTE COM ROTAÇÃO DE 300°. E INDICAÇÃO NA PARTE</p>





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

## ESTADO DE MINAS GERAIS

			TRASEIRA E DIANTEIRA. SISTEMA DE ARTICULAÇÃO DE FÁCIL POSICIONAMENTO, COM SUAVIDADE E PRECISÃO NOS MOVIMENTOS. PROTEÇÃO TÉRMICA: EVITA O SUPERAQUECIMENTO DO CABEÇOTE AUMENTANDO A VIA ÚTIL. CÂMARA E COMPENSAÇÃO NO CABEÇOTE MANTÉM A PRESSÃO INTERNA ESTÁVEL. PONTO FOCAL COM DIMENSIONAMENTO CORRETO E FEIXE DE RADIAÇÃO SEM DISTORÇÃO. CAIXA DE COMANDO COM SUPORTE DE FIXAÇÃO O CONTROLE. BRAÇOS EM AÇO ARTICULÁVEIS NA POSIÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL. PINTURA NA COR ELO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO. CABO E ALIMENTAÇÃO REMOVÍVEL, DE FÁCIL SUBSTITUIÇÃO. ALIMENTAÇÃO 127V + 4%.
238	20	UN	APLICADOR DYCAL DUPLO ANGULADO
239	20	UN	APLICADOR DYCAL RETO
240	3	UN	AVENTAL DE CHUMBO MODELO PADRÃO, COM PROTEÇÃO DE 0,25 MM DE CHUMBO (PB), ACABAMENTO EM POLYKROY (CORINO ESPECIAL), SEM PROTEÇÃO NAS COSTAS. NAS CORES AZUL OU CINZA
241	10	UN	CABO DE BISTURI PARA LÂMINAS Nº12 E 15
242	100	UN	CABO PARA ESPELHO
243	12	UN	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO COM ROLAMENTO DE CERÂMICA DE ALTA RESISTÊNCIA, QUE GARANTE 25% A MAIS DE DURABILIDADE. FUNCIONAMENTO MAIS SUAVE: ROTORES BALANCEADOS UM A UM, DENTRO DE LIMITE DE QUALIDADE ALTAMENTE RÍGIDOS E 100% TESTADOS. O BAIXO NÍVEL DE VIBRAÇÃO GARANTE MENOS FADIGA AO PROFISSIONAL E MAIOR PRECISÃO NO PROCEDIMENTO. PESO IDEAL DE 59G - UM PESO REDUZIDO E EQUILIBRADO ENTRE INSTRUMENTO E MANGUEIRA, O QUE IMPEDE A FORÇA CONTRÁRIA EM RELAÇÃO AO MOVIMENTO DA TURBINA NO DENTE. MENOS FADIGA E MAIOR SEGURANÇA AO PROCEDIMENTO. SPRAY QUÁDRUPLO: PROPICIA EXCELENTE REFRIGERAÇÃO EM TODOS OS QUADRANTES DA BROCA. MAIS SILENCIOSA: 62 DECIBÉIS. SISTEMAS DE TROCA BROCAS: DISPONÍVEL NA VERSÃO PRESS-BUTTON (PB). ACOPLAMENTO: BORDEN FABRICADO EM LATÃO POTÊNCIA: 13W ROLAMENTO: ESFERA EM CERÂMICA ROTAÇÃO MÁXIMA: 370.000 RPM. TRATAMENTO SUPERFICIAL EM NÍQUEL QUÍMICO. GARANTIA DE 12 MESES.
244	2	UN	CÂMARA ESCURA SEM ILUMINAÇÃO, ANGULAGEM PARA ENTRADA DAS MÃOS, TORNANDO FÁCIL O ACESSO ÀS CUBAS, EVITANDO O MAU POSICIONAMENTO DO OPERADOR. DESING MODERNO COM CAIXA MOLDADA EM POLIPROPILENO (PP) ATÓXICO, BOA RIGIDEZ, RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICO, ÁCIDO, SUBSTÂNCIAS ALCALINAS E DETERGENTE. FÁCIL REMOÇÃO DAS LUVAS PARA ASSEPSIA, SEM BORDAS RETENTIVAS, FACILITANDO A LIMPEZA E DESINFECÇÃO, BASE REMOVÍVEL, FACILITANDO COLETA DE RESÍDUOS, LIMPEZA E DESINFECÇÃO, POSSUI ALOJAMENTO PARA OS RECIPIENTES QUE CONTÉM LÍQUIDO EVITANDO QUE OS MESMOS FIQUEM SOLTOS. VISOR ACRÍLICO DESTACÁVEL, COM ÓTIMA TRANSPARÊNCIA E TOTAL FILTRAGEM DA LUZ. BATENTES DE SILICONE NO FUNDO A BASE, PROPORCIONANDO TOTAL ADERÊNCIA NO LOCAL E TRABALHO, FACILITANDO O MANUSEIO, PERMITE A



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

## ESTADO DE MINAS GERAIS

			VISUALIZAÇÃO NO INTERIOR, SEM RISCO AO USUÁRIO, PRÁTICA, MODERNA E DE FÁCIL MANUSEIO.
245	20	UN	COLHER DE DENTINA Nº5
246	20	UN	COLHER DE DENTINA Nº11 ½
247	100	UN	COLGADURA SIMPLES CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL
248	10	UN	COLGADURA EM HASTE DE 7 PARES PARA 14 RADIOGRAFIAS PERIAPICAIS, CONFECCIONADOS EM AÇO INOXIDÁVEL
249	5	UN	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO SILENCIOSO: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MOTOR MONOFÁSICO.....1/2CV-4 POLOS 110-220V CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA.....628 KW/H CILINDRADA.....123CM <sup>2</sup> DESLOCAMENTO - LITROS DE AR P/MIN.....80L RPM DO CABEÇOTE.....672RPM CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO.....30 LITROS PRESSÃO MÁXIMA.....135LBS VOLUME DE AR DESLOCADO.....2,8 P.C.M TEMPO DE CARGA DE 0 A 120.....5 MINUTOS RECARREGA DE 80 A 120 LIBRAS.....2 MINUTOS PÊSO.....40 KG NÍVEL DE RUÍDO SEM GABINETE.....65 DB NÍVEL DE RUÍDO COM GABINETE.....60 DB ALTURA.....700MM LARGURA..... 500MM PROFUNDIDADE.....500MM  SIMILAR OU IGUAL AO STELO 123
250	5	UN	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO: CADEIRA COM ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM AÇO MACIÇO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E REVESTIDA EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, A FIM DE PROPORCIONAR MAIOR SEGURANÇA, RESISTÊNCIA E DURABILIDADE AO CONJUNTO; NECESSITA DE FIXAÇÃO NO PISO; CAIXA DE LIGAÇÃO INTEGRADA QUE OTIMIZA O ESPAÇO NO CONSULTÓRIO; ESTOFAMENTO DISPONÍVEL EM 15 CORES EXCLUSIVAS, COM OPCIONAL DE REVESTIMENTO EM COURO; BRAÇO DE APOIO PARA O PACIENTE FIXO COM ESTRUTURA INTERNA DE METAL. PEDAL DE COMANDOS COM TRÊS PROGRAMAÇÕES DE TRABALHO E VOLTA AUTOMÁTICA À POSIÇÃO ZERO; SISTEMA DE ELEVAÇÃO ELETROMECÂNICO ACIONADO POR MOTO-REDUTOR BOSCH DE BAIXA TENSÃO COM 24 VOLTS; SISTEMA ELETRÔNICO INTEGRADO E DE BAIXA VOLTAGEM: 24 VOLTS; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 127 OU 220V ~ 50/60HZ; ENCOSTO DA CABEÇA ANATÔMICO, REMOVÍVEL, E COM REGULAGEM DE ALTURA. <b>EQUIPO:</b> AMBIDESTRO; COMPOSTO POR 01 SERINGA TRÍPLICE, 01 TERMINAL COM SPRAY PARA ALTA ROTAÇÃO, 01 TERMINAL SEM SPRAY PARA MICROMOTOR PNEUMÁTICO; COMPORTA ATÉ 5 TERMINAIS; BRAÇO MECÂNICO COM MOVIMENTAÇÃO HORIZONTAL E AJUSTE DE



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

## ESTADO DE MINAS GERAIS

			<p>NÍVEL; PEDAL PROGRESSIVO PARA O ACIONAMENTO DAS PEÇAS DE MÃO NOS TERMINAIS DO EQUIPO, POSSIBILITANDO O CONTROLE DA VELOCIDADE E COM ACIONAMENTO EM QUALQUER PONTO DO PEDAL; SERINGA TRÍPLICE, BICO GIRATÓRIO, REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL; MANGUEIRAS ARREDONDADAS, LEVES E FLEXÍVEIS; SUPORTE DAS PONTAS COM ACIONAMENTO PNEUMÁTICO INDIVIDUAL; TAMPO DE INOX REMOVÍVEL E DE FÁCIL LIMPEZA. GARANTE MAIS PRATICIDADE E RESISTÊNCIA À CORROSÃO (OPCIONAL); PINTURA NA COR BRANCA, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO; PUXADOR FRONTAL BILATERAL.</p> <p><b>UNIDADE DE ÁGUA:</b> SENSOR DE PROXIMIDADE, QUE ACIONA AUTOMATICAMENTE O FLUXO DE ÁGUA NA CUSPIDEIRA, PROPORCIONANDO MAIOR PRATICIDADE, CONFORTO PARA O PACIENTE, SEGURANÇA E ECONOMIA DE ÁGUA; CUBA PROFUNDA, REMOVÍVEL, COM RALO PARA RETENÇÃO DE SÓLIDOS E COBERTURA PARA EVITAR RESPINGOS; SISTEMA DE REGULAGEM DA VAZÃO DA ÁGUA PERMITE A REGULAGEM FINA DO FLUXO DE ÁGUA; 01 SUCTOR DE SALIVA A AR (SISTEMA VENTURI); RESERVATÓRIOS TRANSLÚCIDOS DE 800 ML PARA ÁGUA DAS PEÇAS DE MÃO E SERINGA TRÍPLICE. <b>REFLETOR PERSUS:</b> LUZ HALÓGENA; ESPELHO MULTIFACETADO COM TRATAMENTO MULTICOATING; DUPLA PROTEÇÃO DO ESPELHO, EM MATERIAL RESISTENTE, TRANSPARENTE; PUXADORES BILATERAIS EM FORMA DE ALÇA QUE POSSIBILITAM ISOLAMENTO, EVITANDO O RISCO DE CONTAMINAÇÃO CRUZADA; CABEÇOTE PRODUZIDO EM MATERIAL RESISTENTE, COM GIRO DE 620°; INTENSIDADE: 8.000 A 25.000 LUX (TOLERÂNCIA +/- 20%).</p>
251	12	UN	<p>CONTRA-ÂNGULO SISTEMA TIPO INTRA TORQUE E ROTAÇÃO TRANSMITIDOS À BROCA ATRAVÉS DE UM CONJUNTO DE EIXOS E ENGRENAGENS COM RELAÇÃO DE TRANSMISSÃO 1:1; ÂNGULO DE 20° ENTRE O EIXO E O PESCOÇO DA CABEÇA; EIXO PRINCIPAL DE SUPORTE DE BROCAS APOIADO SOBRE ROLAMENTOS DE ESFERAS; PINÇA MECÂNICA; TRAVA DA BROCA POR LÂMINA DE AÇO TEMPERADA DESLOCÁVEL LATERALMENTE EM ÂNGULO; PINÇA ADAPTADORA DE BROCAS TIPO FG; DIMENSÕES REDUZIDAS COM FÁCIL ACESSO A TODO OS QUADRANTES DA CAVIDADE ORAL; CORPO EM ALUMÍNIO E LATÃO, GIRO LIVRE DE 360° SOBRE O MICROMOTOR; SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO ATRAVÉS DE SPRAY; ESTERILIZAÇÃO ATRAVÉS DE AUTOCLAVE ATÉ 135° C E 2,2 BAR.</p>
252	07	UN	<p>CUBA ULTRASSÔNICA, POSSIBILITA A LIMPEZA EFICIENTE EM ÁREAS DE DIFÍCIL ACESSO DOS INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E CLÍNICOS, POSSUI DISPLAY DIGITAL COM CINCO CICLOS DE LIMPEZA PRÉ - PROGRAMADOS, SISTEMA DE AQUECIMENTO DO LÍQUIDO ATÉ 65°, FREQUÊNCIA ULTRASSÔNICA DE 42.000HZ, CUBA DE INOX COM CAPACIDADE DE 2,6 LITROS. DISPONÍVEL EM 127 E 220V.</p>
253	20	UN	<p>CURETA DE LUCAS Nº85</p>
254	20	UN	<p>CURETA DE GRACEY Nº5/6</p>
255	20	UN	<p>CURETA DE GRACEY Nº7/8</p>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

## ESTADO DE MINAS GERAIS

256	20	UN	CURETA DE GRACEY Nº11/12
257	20	UN	CURETA DE GRACEY Nº13/14
258	20	UN	CURETA DE GRACEY Nº17/18
259	20	UN	CURETA GOLDMAN FOX Nº 2
260	20	UN	CURETA GOLDMAN FOX Nº 4
261	20	UN	CURETA MACCALL Nº13/14
262	20	UN	CURETA MACCALL Nº17/18
263	05	UN	DESCOLADOR DE MOLT
264	03	UN	DESTILADEIRA DE ÁGUA
265	30	UN	ESCULPIDOR HOLLENBACK3
266	30	UN	ESCULPIDOR HOLLENBACK 3S
267	10	UN	ESCULPIDOR INTERPROXIMAL
268	10	UN	ESPÁTULA SIMPLES Nº22
269	10	UN	ESPÁTULA Nº24 FLEXÍVEL
270	20	UN	ESPÁTULA PARA RESINA 1/2
271	20	UN	ESPÁTULA PARA RESINA 1
272	300	UN	ESPELHO BUCAL AUTOCLAVÁVEL
273	20	UN	EXTRATOR MACCALL Nº1/10
274	20	UN	EXTRATOR MACCALL Nº11/12
275	20	UN	FÓRCEPS ADULTO Nº1
276	20	UN	FÓRCEPS ADULTO Nº101
277	20	UN	FÓRCEPS ADULTO Nº150
278	20	UN	FÓRCEPS ADULTO Nº151
279	20	UN	FÓRCEPS ADULTO Nº16
280	20	UN	FÓRCEPS ADULTO Nº17
281	20	UN	FÓRCEPS INFANTIL Nº17
282	20	UN	FÓRCEPS ADULTO Nº18L
283	20	UN	FÓRCEPS ADULTO Nº18R
284	20	UN	FÓRCEPS ADULTO Nº69
285	20	UN	FÓRCEPS Nº65
286	20	UN	FÓRCEPS INFANTIL Nº18L



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

## ESTADO DE MINAS GERAIS

287	20	UN	FÓRCEPS INFANTIL Nº18R
288	20	UN	FÓRCEPS INFANTIL Nº69
289	05	UN	GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO Nº0, INDICADO PARA SEGURAR O LENÇOL DE BORRACHA NO DENTE DURANTE O ISOLAMENTO ABSOLUTO. AÇO INOXIDÁVEL, Nº0, PARA DENTES ANTERIORES, PEQUENOS PRÉ - MOLARES, TAMBÉM USADO NA ODONTOPEDIATRIA. GARANTIA DE 10 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO COMPROVADO.
290	05	UN	GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO Nº 00, INDICADO PARA SEGURAR O LENÇOL DE BORRACHA NO DENTE DURANTE O ISOLAMENTO ABSOLUTO. AÇO INOXIDÁVEL, Nº00, PARA PEQUENOS PRÉ -MOLARES, TAMBÉM USADO NA ODONTOPEDIATRIA. GARANTIA DE 10 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO COMPROVADO.
291	05	UN	GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO Nº14, INDICADO PARA SEGURAR O LENÇOL DE BORRACHA NO DENTE DURANTE O ISOLAMENTO ABSOLUTO. AÇO INOXIDÁVEL, Nº14 PARA MOLARES PARCIALMENTE ERUPCIONADOS OU DE ANATOMIA IRREGULAR. GARANTIA DE 10 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO COMPROVADO.
292	05	UN	GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO Nº200. INDICADO PARA SEGURAR O LENÇOL DE BORRACHA NO DENTE DURANTE O ISOLAMENTO ABSOLUTO. AÇO INOXIDÁVEL, Nº 200 PARA MOLARES INFERIORES. GARANTIA DE 10 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO COMPROVADO.
293	05	UN	GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO Nº201, INDICADO PARA SEGURAR O LENÇOL DE BORRACHA NO DENTE DURANTE O ISOLAMENTO ABSOLUTO. AÇO INOXIDÁVEL, Nº201 PARA MOLARES SUPERIORES. GARANTIA DE 10 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO COMPROVADO.
294	05	UN	GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO Nº202, INDICADO PARA SEGURAR O LENÇOL DE BORRACHA NO DENTE DURANTE O ISOLAMENTO ABSOLUTO. AÇO INOXIDÁVEL, Nº 202 PARA MOLARES SUPERIORES MAIS VOLUMOSOS. GARANTIA DE 10 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO COMPROVADO.
295	05	UN	GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO Nº 203, INDICADO PARA SEGURAR O LENÇOL DE BORRACHA NO DENTE DURANTE O ISOLAMENTO ABSOLUTO. AÇO INOXIDÁVEL, Nº 203 PARA MOLARES DIREITOS. GARANTIA DE 10 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO COMPROVADO.
296	05	UN	GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO Nº204, INDICADO PARA SEGURAR O LENÇOL DE BORRACHA NO DENTE DURANTE O ISOLAMENTO ABSOLUTO. AÇO INOXIDÁVEL, Nº204 PARA MOLARES ESQUERDO. GARANTIA DE 10 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO COMPROVADO.
297	05	UN	GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO Nº205, INDICADO PARA SEGURAR O LENÇOL DE BORRACHA NO DENTE DURANTE O ISOLAMENTO



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

### ESTADO DE MINAS GERAIS

			ABSOLUTO. AÇO INOXIDÁVEL, Nº205 PARA MOLARES SUPERIORES MAIS VOLUMOSOS. GARANTIA DE 10 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO COMPROVADO.
298	05	UN	GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO Nº206, INDICADO PARA SEGURAR O LENÇOL DE BORRACHA NO DENTE DURANTE O ISOLAMENTO ABSOLUTO. AÇO INOXIDÁVEL, Nº206 PARA PRÉ – MOLARES SUPERIORES E INFERIORES. GARANTIA DE 10 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO COMPROVADO.
299	05	UN	GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO Nº207, INDICADO PARA SEGURAR O LENÇOL DE BORRACHA NO DENTE DURANTE O ISOLAMENTO ABSOLUTO. AÇO INOXIDÁVEL, Nº 207 PARA PRÉ – MOLARES SUPERIORES E INFERIORES. GARANTIA DE 10 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO COMPROVADO.
300	05	UN	GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO Nº208, INDICADO PARA SEGURAR O LENÇOL DE BORRACHA NO DENTE DURANTE O ISOLAMENTO ABSOLUTO. AÇO INOXIDÁVEL, Nº208 PARA PRÉ – MOLARES SUPERIORES E INFERIORES. GARANTIA DE 10 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO COMPROVADO.
301	05	UN	GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO Nº209, INDICADO PARA SEGURAR O LENÇOL DE BORRACHA NO DENTE DURANTE O ISOLAMENTO ABSOLUTO. AÇO INOXIDÁVEL, Nº209 PARA PEQUENOS PRÉ – MOLARES INFERIORES. GARANTIA DE 10 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO COMPROVADO.
302	05	UN	GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO Nº210, INDICADO PARA SEGURAR O LENÇOL DE BORRACHA NO DENTE DURANTE O ISOLAMENTO ABSOLUTO. AÇO INOXIDÁVEL, Nº210 PARA BATERIA LABIAL (INCISIVOS, CANINOS E EM ALGUNS CASOS PRÉ – MOLARES). GARANTIA DE 10 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO COMPROVADO.
303	05	UN	GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO Nº211, INDICADO PARA SEGURAR O LENÇOL DE BORRACHA NO DENTE DURANTE O ISOLAMENTO ABSOLUTO. AÇO INOXIDÁVEL, Nº211 USO UNIVERSAL PARA DENTES ANTERIORES E PRÉ – MOLARES. GARANTIA DE 10 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO COMPROVADO.
304	05	UN	GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO Nº212, INDICADO PARA SEGURAR O LENÇOL DE BORRACHA NO DENTE DURANTE O ISOLAMENTO ABSOLUTO. AÇO INOXIDÁVEL, Nº212 PARA CANINOS E INCISIVOS SUPERIORES E INFERIORES. GARANTIA DE 10 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO COMPROVADO.
305	05	UN	GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO Nº212L, INDICADO PARA SEGURAR O LENÇOL DE BORRACHA NO DENTE DURANTE O ISOLAMENTO ABSOLUTO. AÇO INOXIDÁVEL, Nº212L PARA DENTES ANTERIORES DO LADO ESQUERDO. GARANTIA DE 10 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO COMPROVADO.
306	05	UN	GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO Nº212R, INDICADO PARA SEGURAR O LENÇOL DE BORRACHA NO DENTE DURANTE O ISOLAMENTO ABSOLUTO. AÇO INOXIDÁVEL, Nº212R PARA DENTES ANTERIORES DO





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

## ESTADO DE MINAS GERAIS

			LADO DIREITO. GARANTIA DE 10 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO COMPROVADO.
307	05	UN	GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO NºW8A, INDICADO PARA SEGURAR O LENÇOL DE BORRACHA NO DENTE DURANTE O ISOLAMENTO ABSOLUTO. AÇO INOXIDÁVEL, NºW8A PARA MOLARES E PEQUENOS MOLARES PARCIALMENTE ERUPCIONADOS OU DE FORMA IRREGULAR, TAMBÉM PARA MOLARES DECÍDUOS. GARANTIA DE 10 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO COMPROVADO.
308	05	UN	<p>KIT ARCO MICRO CUT DA TDV É UM ARCO DE SERRA NO QUAL SE ADAPTAM SERRAS OU LIXAS INTERCAMBIÁVEIS. O SEU USO PROPORCIONA MAIOR SEGURANÇA AOS PACIENTES E AGILIDADE AO PROFISSIONAL DURANTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS COMO A REMOÇÃO DE EXCESSOS E ACABAMENTO INTERPROXIMAL DE COMPÓSITO, CIMENTO RESINOSO E ADESIVO, SEM DANIFICAR O PONTO DE CONTATO. PODENDO SER UTILIZADO PARA TRABALHOS INLAY/ONLAY, FACETAS LAMINADAS E CORTE DE EXCESSOS DE RESINA, CIMENTO OU AMÁLGAMA.</p> <p>INSTRUÇÃO DE USO ARCO MICRO CUT TDV</p> <p>- O ARCO DE SERRA É MOVIMENTADO LONGITUDINALMENTE EM FORMA DE VAI-E- VEM DENTRO DO ESPAÇO INTERPROXIMAL, FAZENDO-SE PEQUENA FORÇA CONTRA O EXCESSO A SER ELIMINADO. COM A LIXA INSTALADA NO ARCO, CONSEGUE-SE A REDUÇÃO DOS EXCESSOS AINDA REMANESCENTES E O ACABAMENTO DA PROXIMAL.</p> <p>PRECAUÇÕES ARCO MICRO CUT TDV</p> <p>- EVITE O CONTATO DAS LÂMINAS COM A GENGIVA DO PACIENTE PARA NÃO CAUSAR FERIMENTOS, FAÇA A PROTEÇÃO DA PAPILA E O ISOLAMENTO ABSOLUTO DA ÁREA.</p> <p>- DESMONTE TOTALMENTE O ARCO DE SERRA PARA REALIZAR A HIGIENIZAÇÃO E A ESTERILIZAÇÃO COMPLETA.</p> <p>- MANTENHA O PRODUTO ARMAZENADO EM UM LOCAL SECO, AO ABRIGO DA LUZ SOLAR.</p> <p>* ARCO E SERRA FABRICADOS EM AÇO INOXIDÁVEL.</p> <p>* LIXA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL E DIAMANTE.</p> <p>* AUTOCLAVÁVEL A 126°C POR 16 MINUTOS. ANTES DA ESTERILIZAÇÃO É IMPORTANTE REALIZAR A LIMPEZA COM AUXÍLIO DE ÁGUA E DETERGENTE ENZIMÁTICO.</p> <p>* ATENDE A NORMA ISO 13485.</p> <p>* REFERÊNCIA TDV: 0.3030.</p> <p>* REGISTRO ANVISA: 10291220018.</p> <p>KIT COM 1 ARCO + 1 SERRA (ESPESSURA DE 0,05MM) + 1 LIXA DIAMANTADA (ESPESSURA DE 0,1MM).</p>
309	5	UN	MACRO MODELO DE BOCA COM LÍNGUA E ESCOVA
310	5	UN	MACRO MODELO DA EVOLUÇÃO DA CÁRIE EM 4 ETAPAS, COM MACRO DENTES QUE PODEM SER ABERTOS.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

## ESTADO DE MINAS GERAIS

311	5	UN	MESA AUXILIAR COM 6 GAVETAS, SENDO 1 GAVETA DE 6 CM E 5 GAVETAS DE 12 CM, AMBAS COM BOJO EM ABS, COM PUCHADORES NAS LATERAIS E NAS GAVETAS. MEDINDO 50 CM DE ALTURA,TAMPO DE 80 CM E PROFUNDIDADE 50 CM
312	12	UN	MICRO MOTOR PARA ACIONAMENTO DAS PEÇAS. ROTAÇÃO MÁXIMA DE ACIONAMENTO 20.000 RPM COM INVERSÃO DE ROTAÇÃO. ACOPLAMENTO BORDEM (DOIS FUROS) COM REGULAGEM DO SPRAY NA MANGUEIRA. PRESSÃO DE ENTRADA 2,2 BAR (32 LIBRAS/POL <sup>2</sup> ). ESTERILIZÁVEL POR MAIS DE 1000 CICLOS EM AUTOCLAVE. SPRAY INTERNO 5.000 A 20.000 RPM. SISTEMA INTRAMATIC 1.000 CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO .SENTIDO DE ROTAÇÃO AJUSTÁVEL.BAIXO NÍVEL DE RUÍDO
313	04	UN	MINI-INCUBADORA BIVOLT PARA INDICADORES BIOLÓGICOS AUTO CONTIDOS DESTINADOS A MONITORIZAÇÃO DOS CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A VAPOR
314	12	UN	MOCHO ERGONÔMICO ODONTOLÓGICO SISTEMA DE ELEVAÇÃO DO ASSENTO A GÁS ATRAVÉS DE ALAVANCA LATERAL QUE PERMITE MAIOR FACILIDADE E RAPIDEZ NO AJUSTE DE POSIÇÕES. O MOVIMENTO HORIZONTAL DO ENCOSTO É ACIONADO ATRAVÉS DE MANÍPULO, PERMITINDO QUE O PROFISSIONAL SENTE-SE CORRETAMENTE, RESPEITANDO-SE A HEMODINÂMICA, OU SEJA, QUANDO SENTADO O PROFISSIONAL DEVE ESTAR COM A COXA PARALELA AO SOLO E A PLANTA DOS PÉS APOIADOS NO CHÃO OU ARO. APOIO LOMBAR, PERMITINDO QUE O PROFISSIONAL SENTE-SE CORRETAMENTE, RESPEITANDO-SE A HEMODINÂMICA. BASE COM 5 RODÍZIOS, RESISTENTE, PROPORCIONA EXCELENTE ESTABILIDADE E FÁCIL MOBILIDADE.ESTOFAMENTO QUE PERMITE MAIS CONFORTO PARA O PROFISSIONAL, DE FÁCIL LIMPEZA E ASSEPSIA E COM REBAIXAMENTO DAS BORDAS ANTERIORES, QUE PERMITE AGRAVÁVEL SENSÇÃO AO SENTAR-SE E FACILITA A HEMODINÂMICA, OU SEJA, PERMITE QUE A CIRCULAÇÃO SANGUÍNEA OCORRA DE FORMA NATURAL.
315	100	UN	PINÇA PARA ALGODÃO
316	10	UN	PINÇA HEMOSTÁTICA KELLY RETA
317	10	UN	PINÇA HEMOSTÁTICA KELLY CURVA
318	04	UN	PINÇA DE PALMER- PORTA GRAMPO, INDICADO PARA CONDUZIR E ABRIR O GRAMPO PARA SER COLOCADO NO DENTE OU RAIZ, EM UM PROCEDIMENTO DE ISOLAMENTO ABSOLUTO.
319	10	UN	PERIÓTOMO SIMPLES
320	10	UN	PERIÓTOMO DUPLO
321	30	UN	PONTA ULTRASSÔNICA G4- INDICADO PARA REMOÇÃO DE CÁLCULO LEVE A MODERADO SUPRA-GENGIVAL PARA OS DOIS PRODUTOS . EMBALAGEM COM 1 UNIDADE( G4), COMPATÍVEL COM: MICRODONT ADVANCE 1, MICRODONT ADVANCE2, MICRODONT ADVANCE VIEW, MICRODONT ADVANCED S, MICRODONT ADVANCE SEL ,ALT, EMS PM 200, EMS PM 100, EMS PIEZON MASTER, MECTRON, KAVO, ORTUS,



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

## ESTADO DE MINAS GERAIS

			KONDORTEC, NAC, MSSONIC (MMO) ODONTOMEDICS
322	30	UN	PONTA ULTRASSÔNICA G1-INDICADO PARA REMOÇÃO DE CÁLCULO SEVERO SUPRA GENGIVAL EMBALAGEM COM 1 UNIDADE, COMPATÍVEL COM: MICRODONT ADVANCE 1, MICRODONT ADVANCE2, MICRODONT ADVANCE VIEW, MICRODONT ADVANCED S, MICRODONT ADVANCE SEL ,ALT, EMS PM 200, EMS PM 100, EMS PIEZON MASTER, MECTRON, KAVO, ORTUS, KONDORTEC, NAC, MSSONIC (MMO) ODONTOMEDICS
323	30	UN	PONTA ULTRASSÔNICA G3-INDICADO PARA REMOÇÃO DE CÁLCULO LEVE A MODERADO SUPRA GENGIVAL PARA OS DOIS PRONTOS EMBALAGEM, COM 1 UNIDADE, COMPATÍVEL COM: MICRODONT ADVANCE 1, MICRODONT ADVANCE2, MICRODONT ADVANCE VIEW, MICRODONT ADVANCED S, MICRODONT ADVANCE SEL ,ALT, EMS PM 200, EMS PM 100, EMS PIEZON MASTER, MECTRON, KAVO, ORTUS, KONDORTEC, NAC, MSSONIC (MMO) ODONTOMEDICS
324	30	UN	PONTA ULTRASSÔNICA G2- EMBALAGEM COM 1 UNIDADE, COMPATÍVEL COM: MICRODONT ADVANCE 1, MICRODONT ADVANCE2, MICRODONT ADVANCE VIEW, MICRODONT ADVANCED S, MICRODONT ADVANCE SEL ,ALT, EMS PM 200, EMS PM 100, EMS PIEZON MASTER, MECTRON, KAVO, ORTUS, KONDORTEC, NAC, MSSONIC (MMO) ODONTOMEDICS
325	30	UN	PONTA ULTRASSÔNICA P1- EMBALAGEM COM 1 UNIDADE, COMPATÍVEL COM: MICRODONT ADVANCE 1, MICRODONT ADVANCE2, MICRODONT ADVANCE VIEW, MICRODONT ADVANCED S, MICRODONT ADVANCE SEL ,ALT, EMS PM 200, EMS PM 100, EMS PIEZON MASTER, MECTRON, KAVO, ORTUS, KONDORTEC, NAC, MSSONIC (MMO) ODONTOMEDICS
326	30	UN	PONTA ULTRASSÔNICA PERIO PDS-011A EMBALAGEM COM 1 UNIDADE-INDICADO PARA REMOÇÃO DE CÁLCULO DURO SUPRA E SUB GENGIVAL ATÉ 4 MM. COMPORTAMENTO DE OSCILAÇÃO PRECISAMENTE REPRODUTIVA GRAÇAS A PRODUÇÃO ALTAMENTE PRECISA. AÇO CIRÚRGICO DE ALTA QUALIDADE.PROCESSO E FABRICAÇÃO COMPLEXO COM 31 ETAPAS DE FABRICAÇÃO. TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL.
327	30	UN	PORTA AGULHA MAYO- HEGAR14CM
328	02	UN	PORTA BROCAS DE METAL COM TAMPA 30 FUROS
329	10	UN	PORTA MATRIZ TOFFEMIRE
330	03	UN	PROTETOR DE TIREÓIDE COM 0,25MM DE CHUMBO(PB), ACABAMENTO EM POLYKROY (CORINO ESPECIAL),MEDINDO 56X13 CM, NAS CORES AZUL OU CINZA.
331	05	UN	POSICIONADOR DE RX AUTOCLAVÁVEL,EMBALAGEM COM 1POSICIONADOR SUPERIOR ESQUERDO/INFERIOR DIREITO/DIREITO+ 1 POSICIONADOR SUPERIOR DIREITO/INFERIOR ESQUERDO + 1 POSICIONADOR PARA INCISIVOS CENTRAIS SUPERIOR E INFERIOR+1 POTE PARA ESTERILIZAÇÃO +3 DISPOSITIVOS PARA MORDIDA + 1 BITE WING
332	80	UN	SERINGA CARPULE



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

## ESTADO DE MINAS GERAIS

333	05	PCT	<p>SERRA MICROCUT DA TDV É INDICADA PARA USO EM CONJUNTO COM O <u>ARCO MICROCUT</u>. O SEU USO PROPORCIONA MAIOR SEGURANÇA AOS PACIENTES E AGILIDADE AO PROFISSIONAL DURANTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS COMO A REMOÇÃO DE EXCESSOS E ACABAMENTO INTERPROXIMAL DE COMPÓSITO, CIMENTO RESINOSO E ADESIVO, SEM DANIFICAR O PONTO DE CONTATO. PODENDO SER UTILIZADA PARA TRABALHOS INLAY/ONLAY, FACETAS LAMINADAS E CORTE DE EXCESSOS DE RESINA, CIMENTO OU AMÁLGAMA.</p> <p>INSTRUÇÃO DE USO ARCO MICROCUT TDV</p> <p>O ARCO DE SERRA É MOVIMENTADO LONGITUDINALMENTE EM FORMA DE VAI-E-DEM DENTRO DO ESPAÇO INTERPROXIMAL, FAZENDO-SE PEQUENA FORÇA CONTRA O EXCESSO A SER ELIMINADO. COM A LIXA INSTALADA NO ARCO, CONSEGUE-SE A REDUÇÃO DOS EXCESSOS AINDA REMANESCENTES E O ACABAMENTO DA PROXIMAL.</p> <p>PRECAUÇÕES ARCO MICROCUT TDV</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- EVITE O CONTATO DAS LÂMINAS COM A GENGIVA DO PACIENTE PARA NÃO CAUSAR FERIMENTOS, FAÇA A PROTEÇÃO DA PAPILA E O ISOLAMENTO ABSOLUTO DA ÁREA.</li><li>- DESMONTE TOTALMENTE O ARCO DE SERRA PARA REALIZAR A HIGIENIZAÇÃO E A ESTERILIZAÇÃO COMPLETA.</li><li>- MANTENHA O PRODUTO ARMAZENADO EM UM LOCAL SECO, AO ABRIGO DA LUZ SOLAR.</li></ul> <p>* ESPESSURA DE 0,05MM E TAMANHO DE 3,7CM. * FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL. * AUTOCLAVÁVEL A 126°C POR 16 MINUTOS. ANTES DA ESTERILIZAÇÃO É IMPORTANTE REALIZAR A LIMPEZA COM AUXÍLIO DE ÁGUA E DETERGENTE ENZIMÁTICO. * ATENDE A NORMA ISO 13485.* REFERÊNCIA TDV: 0.3031.* REGISTRO ANVISA: 10291220018.</p> <p>EMBALAGEM COM 5 UNIDADES.</p>
334	100	UN	SONDA EXPLORADORA Nº5
335	20	UN	SINDESMÓTOMO, PRODUTO EM AÇO INOX, INDICADO PARA CIRURGIA

### Observações:

- 1 – O Registro de Preços deverá ser firmado sobre o menor preço unitário.
- 2 – O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase desta licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará na imediata desclassificação ou inabilitação do licitante, ou a rescisão da Ata de registro de Preços, sem prejuízo das sanções administrativas, civis e penais cabíveis.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

## ESTADO DE MINAS GERAIS

**Prazo e Local de entrega:** os produtos solicitados deverão ser entregues nos respectivos setores requisitantes. Após recebimento da Ordem de Fornecimento, o licitante terá o prazo de até 05 (cinco) dias para efetivar a entrega.

**Prazo de Pagamento:** Até 30 (trinta) após a entrega da mercadoria, mediante a apresentação da Nota Fiscal devidamente aprovada pelo setor requisitante, acompanhada de comprovantes de regularidade perante o INSS e FGTS, Incorrerão a retenção do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) e o recolhimento aos cofres da Prefeitura Municipal, em conformidade com o disposto no Decreto Municipal nº. 1.849/2023 e com base na Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012 devendo obedecer aos percentuais de retenção estabelecidos no anexo I da referida instrução normativa.

### Dotação Orçamentária:

Ficha	00677	
Órgão:	02	Prefeitura Municipal
Unidade:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub-Unidade:	02.07.20	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional Programática:	10.301.0433.2576	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SAÚDE BUCAL
Elemento da Despesa:	3.3.90.30.00	Material de Consumo
Fonte de Recurso:	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos
Observações:		
Ficha	00704	
Órgão:	02	Prefeitura Municipal
Unidade:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub-Unidade:	02.07.20	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional Programática:	10.301.0438.1400	EQUIP E MAT. PER P/ ATIV SAÚDE BUCAL
Elemento da Despesa:	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente
Fonte de Recurso:	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos
Observações:		
Ficha	00677	
Órgão:	02	Prefeitura Municipal
Unidade:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub-Unidade:	02.07.20	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional Programática:	10.301.0433.2576	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SAÚDE BUCAL
Elemento da Despesa:	3.3.90.30.00	Material de Consumo
Fonte de Recurso:	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual
Observações:		
Ficha	00704	
Órgão:	02	Prefeitura Municipal
Unidade:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub-Unidade:	02.07.20	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional Programática:	10.301.0438.1400	EQUIP E MAT. PER P/ ATIV SAÚDE BUCAL
Elemento da Despesa:	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente
Fonte de Recurso:	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual

**Danilo Lopes Santana**

**Secretária Municipal de Saúde**